

**TEST PER LA VISIONE STEREOSCOPICA – TEST FOR STEREOSCOPIC VISION – EXAMEN DE LA VISION STÉRÉOSCOPIQUE – TEST FÜR STEREOSKOPISCHES SEHEN – TEST PARA LA VISIÓN ESTEREOSCÓPICA – TESTE PARA A VISÃO ESTEREOSCÓPICA – ΤΕΣΤ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ – إختبار للرؤية المجسّمة**

*E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.*

*All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.*

*Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.*

*Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.*

*Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.*

*É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.*

*Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.*

*يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زدنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها.*

Ce test permet d'évaluer la capacité des deux yeux à coopérer pour former une seule image à partir des deux images fournies séparément au cerveau par chaque œil. Ce test peut s'effectuer sur les enfants à partir de un an et sur les adultes.

**MÉTHODE ET UTILISATION:**

Le test se compose d'une carte portant 4 images:

un ballon, un poisson, une étoile et un arbre.

Des images ordinaires ont été choisies afin qu'elles puissent être reconnues et désignées aussi bien par un adulte que par un enfant en bas âge.

Le médecin demande au patient d'indiquer ce qu'il voit sur le test et observe les mouvements de ses yeux.

Le ballon est le seul élément visible également avec un seul œil, les autres (chacun d'entre eux est placé à différents niveaux de pr fondeur) sont perçus uniquement par les personnes ayant une vision binoculaire et une vue supérieure à 2-3/10. Chez les enfants

coopérants et les adultes, le test s'effectue en plaçant la carte à une distance de 30-40 cm et en leur demandant d'indiquer les images : si le patient indique uniquement le ballon, le résultat du test est pathologique.

En revanche, le test est normal si les quatre images sont reconnues.

Pour résumer :

Résultat positif :

toutes les images sont reconnues et désignées

Résultat incertain :

seule une image est reconnue

Résultat négatif :

aucun objet tridimensionnel n'est reconnu.

**INDICATIONS POUR L'ÉVALUATION DU TEST:**

possibilité de strabisme, amblyopie, réduction visuelle sur un œil ou sur les deux yeux ou comme test de dépistage pour la vision stéréoscopique.







Chez l'enfant qui ne coopère pas, il est possible de présenter le test et d'observer si l'enfant essaie d'attraper un ou plusieurs des objets présentés outre le ballon (poisson, étoile, arbre). Si tel est le cas, le test est considéré comme normal.

En cas contraire, le résultat du test ne peut être considéré comme 100% pathologique et le test devra de nouveau être effectué au bout d'un certain laps de temps.

Important : en cas de résultat négatif ou incertain, il est recommandé d'effectuer un examen approfondi de la vue chez un oculiste.

**CONDITIONS DE GARANTIE GIMA**

Toutes nos félicitations pour avoir acheté un de nos produits. Ce produit est conçu de manière à garantir des standards qualitatifs élevés tant en ce qui concerne le matériau utilisé que la fabrication. La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la fourniture GIMA. Durant la période de validité de la garantie, la réparation et/ou la substitution de toutes les parties défectueuses pour causes de fabrication bien vérifiées, sera gratuite. Les frais de main d'oeuvre ou d'un éventuel déplacement, ainsi que ceux relatifs au transport et à l'emballage sont exclus. Sont également exclus de la garantie tous les composants sujets à usure. La substitution ou réparation effectuées pendant la période de garantie ne comportent pas le prolongement de la durée de la garantie. La garantie n'est pas valable en cas de: réparation effectuée par un personnel non autorisé ou avec des pièces de rechange non d'origine, avaries ou vices causés par négligence, chocs ou usage impropre. GIMA ne répond pas des dysfonctionnements sur les appareillages électroniques ou logiciels causés par l'action d'agents extérieurs tels que: sautes de courant, champs électromagnétiques, interférences radio, etc. La garantie sera révoquée en cas de non respect des prescriptions ci-dessus et si le numéro de matricule (si présent) résultera avoir été enlevé, effacé ou altéré. Les produits considérés défectueux doivent être rendus seulement et uniquement au revendeur auprès duquel l'achat a été effectué. Les expéditions qui seront envoyées directement à GIMA seront repoussées.

	<p>IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant DE Hersteller ES Fabricante PT Fabricante GR Παραγωγός SA الشركة المصنعة</p>		<p>IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical DE Medizinprodukt ES Producto sanitario PT Dispositivo médico GR Ιατροτεχνολογικό προϊόν SA جهاز طبي</p>
	<p>IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation DE Gebrauchsanweisung beachten ES Consultar las instrucciones de uso PT Consulte as instruções de uso GR Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης SA اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام</p>		<p>IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 SA جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745</p>
	<p>IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit DE Erzeugniscode ES Código producto PT Código produto GR Κωδικός προϊόντος SA كود المنتج</p>		<p>IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot DE Chargennummer ES Número de lote PT Número de lote GR Αριθμός παρτίδας SA رقم الدفعة</p>