

LANAFORM


HEALTH

WF-100


ORAL IRRIGATOR









1



2





ENGLISH

EN

Presentation

Thank you for choosing the LANAFORM oral irrigator.

Thanks to its 4 cleaning modes, the **WF-100** not only cleans the spaces between your teeth by gently dislodging food residues, but also by removing dental plaque and bacteria. In addition, the oral irrigator allows you to gently massage the gums while relieving bleeding.

 Please read all instructions before using your product, particularly the basic safety requirements.

 The photographs and other product images in these instructions and on the packaging are as accurate as possible but do not claim to be a perfect reproduction of the product.

Contents

- 01 Unpacking
- 02 Package contents
- 03 Symbols
- 04 Safety precautions
- 05 Product description
- 06 Instructions for use
- 07 Cleaning and maintenance
- 08 Changing the tip
- 09 Technical specifications
- 10 Troubleshooting
- 11 Warranty
- 12 Disposal of waste

1. Unpacking

Please open the package carefully before use. Check if all accessories are available and if any components have been damaged during transport. Follow the installation and operating instructions in these instructions for use. In the event of any damage or malfunction, please contact the reseller or LANAFORM directly. In the event of a complaint, you will need to have the device model, serial number, date of purchase, your contact details and your address.

2. Package contents

- 1 oral irrigator
- 4 tips
- 1 USB charging cable
- User manual

3. Symbols

The following marks and symbols may appear in the instructions for use.

Symbol	Description
	This symbol warns you of the risk of injury or health hazards
	Prohibited action.
	Fire hazard
	Note
	Consult instructions for use.
	CE sign This product meets the requirements of the applicable European and national directives
	Electrical waste must be sent to a dedicated collection point for recycling.
	Use only indoors

4. Safety precautions

Read the following precautions carefully before using the oral irrigator.

Caution

- **Before starting to use the device, read the safety instructions carefully.** Failure to follow the following instructions may result in physical injury or material damage. Keep this user manual and make it available to all other users. If you pass on the device to anyone else, give them these instructions for use as well.
- **Do not direct the water jet towards the back of the tongue, the inside of the ear, nostrils or other delicate areas.**
- **This device is capable of producing pressures that could cause serious injury in these areas.**
- **This device is for personal use only and is not intended for commercial use.**
- **This device is not intended to be used by people, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or people with lack of experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of the device by a person responsible for their safety.** Children should be supervised to make sure they do

not play with the device.

- **Oral irrigators can be used under supervision by children at least 8 years of age.**
- **The device is designed only for the use described in these instructions for use.** Use the device only as directed. The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by inappropriate or improper use.
- **Use only the tips and accessories recommended by LANAFORM.**
- **Do not drop or insert any objects into the holes of the device.**
- **Do not use or operate the product outside, in a place where aerosol cans are used or in a place where oxygen is administered.**
- **Do not use iodine, saline solution (salt solution), essential oils, mouthwash or any other chemical solution in this product's tank.** The use of these products may reduce the performance of the device and shorten its service life.
- **Remove any oral jewellery items before using this product.**
- **Please ensure that the appearance of the product is not**

damaged and that the start light is normal before using this product.

- **People with periodontal disease, who have undergone dental treatment, or who are concerned about symptoms inside their mouth should consult a healthcare professional before use.**

- **If, during use or after using the device, you notice any injury to your gums, teeth or mouth, stop using the device and consult your healthcare professional.**

- **Do NOT use the device if you have an injury to your mouth, gums or teeth.**

- **Oral irrigators should be used with cold or tepid water (40°C maximum).**

- **Use the device only for oral hygiene. This could cause an accident or injury if the water jet is directed towards the eyes, nose or throat.**

- **Do not share the tip with your family or others. This may cause infection or inflammation.**

- **Do not dry the main unit with a hairdryer or a fan heater. This may cause malfunction or**

deformation of the parts.

- **Do not wipe with diluents, benzene, alcohol etc. This could cause malfunction, cracking or discolouration of the parts.**

- **Store the device in a location with a low humidity level after use. Leaving the device in a bathroom may cause malfunction.**

Electrical shock

- **As with any electrical device, the oral irrigator should be used with care and caution to avoid any electric shock.**

- **Make sure to use a charger with a DC 5V 1A output that complies with national standards when charging this product and properly connect the charger plug to the power outlet to avoid any malfunction or fire caused by heat.**

- **Only plug the adapter into the socket when the device is turned off.**

- **Never use the device if it or its accessories are visibly damaged.**

- **Do not use the device if it has fallen into water.**

- **Do not use the device during**

a storm.

- If the device is faulty or breaks down, switch it off immediately. Disconnect the plug from the socket.

- Do not pull on the power cable or on the device to disconnect the mains adapter from the socket.

- Never hold or carry the device by its power cable.

- Do not pinch the cable.

- Do not use the oral irrigator without first installing the tip.

- Since this product has an integrated rechargeable battery, do not place the product in a fire and avoid using it in a high temperature and overheated environment, as a malfunction or fire caused by heat may occur.

- Keep the mains adapter away from hot surfaces.

- Make sure that the power cable and mains adapter plug do not come into contact with water, steam or other liquids.

- Disconnect the power plug from the domestic socket when not in use for an extended period of time. Otherwise, this could cause an electric shock

or fire due to electrical leakage resulting from a deterioration in insulation.

- Never pick up a device that has fallen into water. Immediately disconnect the mains power adapter from the socket.

- Unplug the device before filling the tank.

Repair

- The device must not be opened.

- Only a specialist can repair electrical appliances. Improper repair may result in a significant hazard to the user. For any repairs, contact customer services or an authorised dealer. Do not attempt to service the oral irrigator unless you are a qualified professional. Only qualified maintenance professionals are authorised to carry out internal maintenance if necessary.

Fire hazard

- Any improper use or use that does not comply with the instructions for use results in a fire hazard!

- Do not use the device in a covered area, under a blanket or

cushions, for example.

- **Do not use the device near flammable materials.**
- **Make sure that the air vents are not covered.**
- **Never disconnect the device when switched on. Always turn it off first.**
- **Do not expose the device to high temperatures or an excessively humid environment.**

5. Product description

- 01 Tip
- 02 On/Off switch
- 03 Mode selection button
- 04 Battery / Operating mode indicator LED
- 05 Main unit
- 06 Water tank
- 07 Tip fixation/ release switch
- 08 USB cable connector
- 09 High mode
- 10 Medium mode
- 11 Soft mode

6. Instructions for use

Charging

- 01 Please charge the product before using it for the first time. Make

sure to use the charger according to point 4. If you use it abroad, first check whether the country's voltage and charger are suitable for this product.

- 02 Switch off the product first when charging. Connect the charger to the USB cable that is included. Insert the charger into the mains socket and connect the product to the USB charging cable.
- 03 The battery indicator shows the charging status. Once charging is complete, the indicator will remain static. Press and hold the mode selection button to display the battery status. At this point, disconnect the product from the USB cable and disconnect the charger from the power supply. It's quite normal for the product and charger to be slightly warm.
- 04 Four hours are more or less needed to fully charge the product using the charger that meets the requirements.

The time may vary depending on the specific circumstances.

- 05 If the battery indicator flashes while the device is in use, it tells the user to charge the device. When the battery is empty, the indicator will flash 4 times and then automatically turn off.
- 06 The product cannot be used while it is being charged.
- 07 To extend the battery life, charge the device immediately when the battery level is low.

Warning

Do not insert or remove the power cord with wet hands (this may cause electric shock and short circuit).

Do not use it in places where water is accessible, such as in a bath or in a humid place, to avoid malfunction or short circuit.

You must use the charger that meets the charging requirements.

You should not be too close to the product during charging; when you leave for a long

period, you must stop charging the device.

Please immediately turn off power when faults occur during charging. If the USB cable is damaged or the plug is loose, please stop charging immediately.

Please use and store the USB cable correctly. Do not fold, stretch, twist, press or wrap around the charger.

How to use

Firmly attach the tip to the instrument using the fixation switch. 

Before filling the tank, please make sure that the device is switched off. Open the water tank by turning the main unit counter-clockwise, keep the tank upright and fill the tank with water ensuring that the temperature of the tank does not exceed 40°C. 

Screw the water tank back onto the main unit in the clockwise direction and make sure it is securely locked.

To turn on the device, hold the on/off switch for 1 second to turn on the device.

Choose one of the cleaning

modes by successively pressing the mode selection button.

There are 4 cleaning modes:

- "Soft" mode

This mode is intended for new users and people with sensitive teeth. To apply this mode, select the bottom light on your device.

- "Medium" mode

This mode is intended for daily cleaning of dental residues, suitable for most users. Apply this mode by selecting the light in the middle of your device.

- "High" mode

The powerful pressure in this mode is intended to clean up more stubborn dental residues and dental plaque. Select the upper light on your device to apply this mode.

- "Pulse" mode

Alternating the pressure of the sprayed water, this mode provides a gentle massage of the gums while removing dental residues. To select this mode, press the mode switch several times until all lights turn on alternately.

Once your treatment has been carried out, press the on/off button 2 times to switch off the

device. For safety reasons, the device has an automatic shut-down after 2 minutes. If you want to use it again, check the water level of the tank and fill it if necessary before pressing the on/off switch.

Directions for use: 4

For best results, start with the molars and move the device forward in the mouth to finish with the incisors. During cleaning, position the tip at a 90° angle to the gum and move it along the gingival line. Stay between each tooth for a short time. Close your lips slightly to prevent water from splashing out, but leave enough space for the water to flow freely from your mouth to the sink.

Interdental cleaning 5

Direct the water jet to the space between the teeth. This action allows you to thoroughly clean the interdental space that is inaccessible with a toothbrush.

Cleaning the periodontal pockets 6

Direct the water jet into the space between the teeth and the gum and slowly move the water jet along the gum.

Use soft mode if your gums are sensitive.

Gum care 7

Stimulate your gums with the massage provided by the water jet. Use soft mode if your gums are sensitive.

For each of these steps, carefully pass the water jet over the front and back of the teeth and behind the molars. This will ensure optimal cleaning.

Device memory

The device will remember the last mode used for your dental treatment. This mode will be activated directly the next time you use it.

After each use, open and empty the tank. Replace it and drain the remaining water by turning on the device until the oral irrigator no longer projects water at all. Then switch it off (as indicated above in the instructions for use).

Note

Place the tip in your mouth and gently close your mouth before pressing the on/off switch.

For use, place your face above a sink and, with the device

upright and tip installed, lift your elbow.

Pressing the mode selection button during use will change the mode.

Turn the tip to adjust the direction of the water flow.

The first time you use it, start with "soft" mode. The water pressure can be gradually increased so that the oral cavity adapts. You may also notice a little discomfort in your gums during the first few uses. This is normal and should stop after 1-2 weeks. However, if this persists or if you experience abnormal pain, stop using the oral irrigator immediately and consult a healthcare professional.

After use, press the on/off switch to turn the device off.

Note

- 01** The device might not operate at an ambient temperature of around 5°C or less.
- 02** Do not push the cannula tip too hard against the teeth or gums.
- 03** Since the plaque adheres to the surface of the teeth cannot be removed only with water, brushing is always necessary.

It is recommended to clean the inside of your mouth with water after brushing your teeth.

- 04** Do not run the main unit on empty except to empty the remaining water after use. Using the main device without water may cause a malfunction.
- 05** If the tip of the cannula is deformed, replace it with a new one recommended by LANAFORM.  **8**

7. Cleaning and maintenance

Cleaning the main unit:

- Only clean the device with clean water or a neutral detergent. Do not use corrosive or abrasive detergents. Do not use water above 50°C on any part of the device as this could cause damage or loss of performance.
- Do not immerse the main unit in water. If necessary, clean the surface with a soft cloth and non-corrosive detergent.

Tank cleaning:

- Detach the tank from the main unit, as explained in point 6.

- Rinse the tank with lukewarm water. Do not clean the reservoir with detergent of any kind.
- Replace the tank after cleaning.

Limescale cleaning:

- Depending on the mineral content of the water used, a limescale deposit may appear on the device. This may reduce the performance of the device.
- Point the tip towards the sink, turn on the device and leave it on until there is no water in the tank. Replace the tank with clean hot water (maximum 40°C) and repeat the above-mentioned tank cleaning steps. This cleaning process should be repeated every 1-3 months in order to maintain product performance.

8. Changing the tip

- The tip is a consumable. The tip should be replaced approximately every 6 months for hygiene reasons, even if its shape remains unchanged.  **8**

9. Technical specifications

Product Name	WF-100
Product reference	LA140304
Dimensions	22.4 x 7 x 7.9 cm
Weight	+/- 285 gr
Battery specification	2000 mAh
Charging time	+/- 4 hrs
Power consumption excluding charge	Maximum 5W
Charger requirement	5V, 1A
Standby current	Less than 20uA

10. Troubleshooting

 Problem	 Cause	 Solution
There is a leak between the tip and the main unit	The tip holder seal is damaged or the tip has not been correctly installed	Contact the seller for repair or reinstall the tip correctly.
There is a leak from the water injector	The seal is damaged or there are impurities in the injector	Contact the seller for repair

 Problem	 Cause	 Solution
There is a leak in the water tank	Unit closure system is not watertight	Replace seal or contact seller for repair
Water pressure is insufficient	The device is not charged enough	Try again after the device is fully charged
The device does not start	The device is not charged enough	Try again after full charge of the device or contact the seller for repair
The device does not spray water	The device is used for the first time or has not been used for a certain period of time	Add enough water to the tip installation hole and try again after reinstalling the tip

11. Warranty

EN LANAFORM guarantees that this product will be free from any material and workmanship defects for a period of two years from the date it was purchased, other than as specified below.

The LANAFORM warranty does not cover damage caused by normal product wear and tear. In addition, the warranty for this LANAFORM product does not cover any damage caused as a result of misuse or improper use, accidents, attaching any unauthorised accessories, modification of the product or any other condition of any kind beyond the control of LANAFORM.

LANAFORM shall not be held liable for any type of incidental, consequential or special damage.

All implied warranties of fitness for the product are limited to a period of two years from the original date of purchase, provided that a copy of the proof of purchase can be presented.

Upon receipt, LANAFORM will repair or replace your device, as appropriate, and return it to you. A warranty claim can only be made through the LANAFORM Service Centre. Any maintenance of this product entrusted to any person other than the LANAFORM Service Centre cancels this warranty.



12. Disposal of waste

The packaging consists entirely of environmentally safe materials that can be deposited at your local sorting centre to be used as secondary materials. Cardboard can be placed in a paper collection container. Packaging films should be dropped off at your local sorting and recycling centre.

If you are no longer using the device, dispose of it in an environmentally friendly manner and in accordance with legal guidelines.

Présentation

Merci d'avoir choisi l'hydropulseur de LANAFORM.

Grâce à ses 4 modes de nettoyage, le **WF-100** permet non seulement de nettoyer les espaces interdentaires en délogant en douceur les résidus alimentaires mais également de retirer la plaque dentaire et les bactéries. En outre, l'hydropulseur vous permet de masser en douceur les gencives tout en soulageant les saignements.

 Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser votre produit, en particulier les consignes de sécurité de base.

 Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur l'emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.

Table des matières

- 01 Déballage
- 02 Contenu de l'emballage
- 03 Symboles
- 04 Précautions de sécurité
- 05 Description du produit
- 06 Instructions d'utilisation
- 07 Nettoyage et entretien
- 08 Changement de la canule
- 09 Caractéristiques techniques
- 10 Résolution des problèmes
- 11 Garantie
- 12 Élimination des déchets

1. Déballage

 Veuillez ouvrir l'emballage avec précaution avant usage. Vérifiez si tous les accessoires sont disponibles et si des composants ont été endommagés pendant le transport. Suivez les instructions d'installation et d'utilisation de ce mode d'emploi. En cas de dommages ou de dysfonctionnement, veuillez contacter le revendeur ou LANAFORM directement. En cas de réclamation, vous devrez vous munir du modèle de l'appareil, du numéro de série, de la date d'achat, de vos coordonnées et de votre adresse.

2. Contenu de l'emballage

- 1 hydropulseur
- 4 canules
- 1 câble de charge USB
- Manuel d'utilisation

3. Symboles

Les marques et symboles suivants peuvent apparaître dans le mode d'emploi.

Symbole	Description
	Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé
	Action interdite
	Risque d'incendie
	Remarque
	Consulter le mode d'emploi
	Signe CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur
 	Les déchets électriques doivent être envoyés dans un point de collecte spécialisé pour y être recyclés

Symbole	Description
	Utiliser uniquement en intérieur

4. Précautions de sécurité

Lisez attentivement les précautions suivantes avant d'utiliser l'hydropulseur.

Attention

- Avant de commencer à utiliser l'appareil, lisez les consignes de sécurité avec attention. Le non-respect des instructions suivantes est susceptible d'entraîner des dommages corporels ou matériels. Conservez ce mode d'emploi et tenez-le à la disposition de tous les autres utilisateurs. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un, remettez-lui également ce mode d'emploi.
- Ne dirigez pas le jet d'eau vers l'envers de la langue, l'intérieur de l'oreille, les narines ou d'autres zones délicates.
- Cet appareil est capable de produire des pressions qui pourraient provoquer des lésions graves dans ces zones.
- Cet appareil est réservé à

un usage personnel et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les hydropulseurs peuvent être utilisés sous surveillance par des enfants d'au moins 8 ans.
- L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite

dans ce mode d'emploi. N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.

- **Utilisez** seulement les canules et les accessoires recommandés par LANAFORM.

- **Ne laissez pas tomber** ou n'insérez pas d'objet dans les orifices de l'appareil.

- **N'utilisez pas** ou ne faites pas fonctionner le produit à l'extérieur, en un endroit où on utilise un flacon d'aérosol ou en un endroit où on administre de l'oxygène.

- **N'utilisez pas** d'iode, de solution saline (solution salée), d'huiles essentielles, de bain de bouche ou tout autre solution chimique dans le réservoir de ce produit. L'utilisation de ces produits peut réduire les performances de l'appareil et raccourcir sa durée de vie.

- **Retirez tout article** de joaillerie buccale avant une utilisation de ce produit.

- **Veillez-vous assurer** que l'apparence du produit n'est pas

endommagée et que le voyant de démarrage est normal avant d'utiliser ce produit.

- **Les personnes souffrant** d'une maladie parodontale, qui ont suivi un traitement dentaire ou qui s'inquiètent de symptômes à l'intérieur de leur bouche doivent consulter un professionnel de la santé avant utilisation.

- **Si**, lors de l'utilisation ou après avoir utilisé l'appareil, vous constatez une blessure au niveau de vos gencives, de vos dents ou de votre bouche, n'utilisez plus l'appareil et consultez votre professionnel de la santé.

- **N'utilisez PAS** l'appareil en cas de blessure au niveau de la bouche, de vos gencives ou de vos dents.

- **Les hydropulseurs** doivent être utilisés avec de l'eau froide ou tiède (maximum 40°C).

- **N'utilisez** l'appareil que pour l'hygiène bucco-dentaire. Ceci pourrait causer un accident ou des blessures si le jet d'eau est dirigé vers les yeux, le nez ou la gorge.

- **Ne partagez pas** la canule avec votre famille ou d'autres personnes. Ceci risque de

provoquer une infection ou une inflammation.

- **Ne séchez pas l'appareil principal** avec un sèche-cheveux ou un radiateur soufflant. Ceci risque de causer un dysfonctionnement ou une déformation des pièces.
- **N'essayez pas avec des diluants**, du benzène, de l'alcool etc. Ceci pourrait causer un dysfonctionnement, des craquelures ou une décoloration des pièces.
- **Rangez l'appareil dans un emplacement avec un faible taux d'humidité** après utilisation. Laisser l'appareil dans une salle de bain risque de causer des dysfonctionnements.

Choc électrique

- **Comme tout appareil électrique**, l'hydropulseur doit être utilisé avec précaution et prudence afin d'éviter tout choc électrique.
- **Veillez à utiliser un chargeur avec une sortie DC 5V 1A** conforme aux normes nationales applicables lors du chargement de ce produit et connectez correctement la fiche du chargeur à la prise de courant pour éviter tout dysfonctionnement ou incendie causé par la chaleur.

- **Ne branchez l'adaptateur** dans la prise que lorsque l'appareil est éteint.

- **N'utilisez jamais l'appareil** si ce dernier ou ses accessoires sont visiblement endommagés.

- **N'utilisez pas l'appareil** s'il est tombé dans l'eau.

- **N'utilisez pas l'appareil** pendant un orage.

- **En cas de défaut ou de panne**, arrêtez immédiatement l'appareil. Déconnectez la fiche de la prise.

- **Ne tirez pas sur le câble d'alimentation** ni sur l'appareil pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise.

- **Ne tenez ou ne portez jamais l'appareil** par le câble d'alimentation.

- **Ne coincez pas le câble.**

- **N'utilisez pas l'hydropulseur** sans avoir préalablement installé la canule.

- **Étant donné que ce produit a une batterie rechargeable intégrée**, ne placez pas le produit dans un feu et évitez de l'utiliser dans un environnement à haute température et surchauffé, car un dysfonctionnement ou un incendie causé par la chaleur

peut survenir.

- **Gardez l'adaptateur secteur à l'écart des surfaces chaudes.**
- **Assurez-vous que le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur ne soient pas en contact avec de l'eau, de la vapeur ou d'autres liquides.**
- **Débranchez la fiche d'alimentation de la prise domestique lorsqu'elle n'est pas utilisée pour une période prolongée. Sinon, ceci pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique résultant d'une détérioration de l'isolement.**
- **Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé dans l'eau. Déconnectez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise.**
- **Débranchez l'appareil avant de remplir le réservoir.**

Réparation

- **L'appareil ne doit pas être ouvert.**
- **Seul un spécialiste peut réparer des appareils électriques. Toute réparation inappropriée peut engendrer un danger important pour l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous**

au service-client ou à un revendeur agréé. N'essayez pas d'entretenir l'hydropulseur à moins que vous ne soyez un professionnel qualifié. Seuls les professionnels qualifiés en maintenance sont autorisés à effectuer la maintenance intérieure si nécessaire.

Risque d'incendie

- **Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation entraîne un risque d'incendie !**
- **N'utilisez pas l'appareil dans un endroit couvert, sous une couverture ou des coussins par exemple.**
- **N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières inflammables.**
- **Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas couvertes.**
- **Ne débranchez jamais l'appareil allumé. Arrêtez-le toujours au préalable.**
- **N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou un environnement excessivement humide.**

5. Description du produit

- 01 Canule
- 02 Interrupteur Marche/ Arrêt
- 03 Bouton sélection Mode
- 04 Voyant Led indicateur de batterie / Mode d'utilisation
- 05 Unité principale
- 06 Réservoir d'eau
- 07 Interrupteur fixation/ libération canule
- 08 Connecteur Câble USB
- 09 Mode High
- 10 Mode Medium
- 11 Mode Soft

6. Instructions d'utilisation

Chargement

- 01 Veuillez charger le produit avant de l'utiliser pour la première fois. Assurez-vous d'utiliser le chargeur conformément au point 4. Si vous l'utilisez à l'étranger, veuillez d'abord vérifier si la tension et le chargeur du pays conviennent à ce produit.
- 02 Éteignez d'abord le produit lors de la charge. Connectez le chargeur avec le câble

USB inclus. Insérez le chargeur dans la prise secteur et connectez le produit au câble de chargement USB.

- 03 L'indicateur de batterie montre l'état de chargement. Une fois la charge terminée, l'indicateur restera statique. Appuyez et maintenez le bouton de sélection de mode afin d'afficher l'état de la batterie. À ce stade, débranchez le produit du câble USB et débranchez le chargeur de la prise de courant. C'est un phénomène normal si le produit et le chargeur sont un peu chauds.
- 04 Quatre heures sont plus ou moins nécessaires pour charger complètement le produit en utilisant le chargeur répondant aux exigences. Le temps peut varier en fonction de circonstances spécifiques.
- 05 Si l'indicateur de batterie clignote durant l'utilisation de l'appareil, cela indique à l'utilisateur de charger l'appareil. Lorsque la batterie sera vide, l'indicateur

émettra 4 clignotements puis s'éteindra automatiquement.

- 06 Le produit ne peut être utilisé lorsqu'il est en cours de chargement.
- 07 Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, chargez l'appareil immédiatement lorsque le niveau de batterie est bas.

Avertissement

N'insérez pas et ne retirez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées (cela peut provoquer un choc électrique et un court-circuit).

Ne l'utilisez pas dans des endroits où l'eau est accessible, comme dans un bain ou dans un endroit humide, afin d'éviter un dysfonctionnement ou un court-circuit.

Vous devez utiliser le chargeur qui répond aux exigences de charge.

Vous ne devez pas être trop près du produit pendant le chargement ; lorsque vous partez pour une longue période, vous devez arrêter de charger.

Veuillez immédiatement couper l'alimentation lorsque des

anomalies se produisent pendant la charge. Si le câble USB est endommagé ou si la fiche est desserrée, veuillez arrêter la charge immédiatement.

Veuillez utiliser et conserver le câble USB correctement. Ne le pliez pas, ne l'étirez pas, ne le tordez pas, n'appuyez pas et ne l'enroulez pas autour du chargeur.

Mode d'utilisation

Fixez solidement la canule sur l'appareil à l'aide de l'interrupteur de fixation.  2

Avant de remplir le réservoir, veuillez à ce que l'appareil soit éteint. Ouvrez le réservoir d'eau en tournant l'unité principale dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, maintenez le réservoir à la verticale et remplissez le d'eau en veillant à ce que la température de celle-ci ne dépasse pas les 40°C.

3

Revissez le réservoir d'eau à l'unité principale dans le sens horloger et veuillez à ce qu'il soit bien verrouillé.

Pour allumer l'appareil, maintenez l'interrupteur marche/arrêt 1 seconde pour allumer celui-ci.

Choisissez un des modes de nettoyage en appuyant successivement sur le bouton de sélection de mode. Il existe 4 modes de nettoyage :

- Mode « Soft »

Ce mode est destiné aux nouveaux utilisateurs et personnes ayant les dents sensibles. Pour appliquer ce mode, sélectionnez le voyant inférieur de votre appareil.

- Mode « Medium »

Ce mode est destiné au nettoyage quotidien des résidus dentaires, convient à la plupart des utilisateurs. Appliquez ce mode en sélectionnant le voyant du milieu de votre appareil.

- Mode « High »

La pression puissante de ce mode est destinée au nettoyage des résidus dentaires plus tenaces et la plaque dentaire. Sélectionnez le voyant supérieur de votre appareil pour appliquer ce mode.

- Mode « Pulse »

En alternant la pression de l'eau projetée, ce mode procure un massage doux des gencives, tout en enlevant les résidus dentaires. Pour sélectionner

ce mode, appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur de mode jusqu'à ce que tous les voyants s'allument alternativement.

Une fois votre soin réalisé, appuyez 2 fois sur le bouton Marche/Arrêt afin d'éteindre l'appareil. Pour des raisons de sécurité, l'appareil dispose d'un arrêt automatique après 2 minutes. Si vous souhaitez l'utiliser à nouveau, vérifiez le niveau d'eau du réservoir et remplissez celui-ci si besoin avant d'appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt.

Conseils d'utilisation

Pour de meilleurs résultats, commencez par les molaires et déplacez l'appareil en marche vers l'avant de la bouche pour terminer par les incisives. Pendant le nettoyage, positionnez la canule avec un angle de 90° par rapport à la gencive et déplacez-la le long de la ligne gingivale. Restez entre chaque dent pendant une courte période. Fermez légèrement les lèvres pour éviter que l'eau ne gicle, mais laissez suffisamment d'espace pour que l'eau coule librement de votre bouche à l'évier.

Nettoyage interdentaire



Dirigez le jet d'eau sur l'espace entre les dents. Cette action permet de nettoyer en profondeur l'espace interdentaire inaccessible avec une brosse à dents.

Nettoyage des poches parodontales



Dirigez le jet d'eau dans l'espace entre les dents et la gencive et déplacez lentement le jet d'eau le long de cette dernière. Utilisez le mode soft si vos gencives sont sensibles.

Soins des gencives



Stimulez vos gencives grâce au massage procuré par le jet d'eau. Utilisez le mode soft si vos gencives sont sensibles. Pour chacune de ces étapes, passez bien le jet d'eau sur le devant et l'arrière des dents ainsi que derrière les molaires. Ceci vous assurera un nettoyage optimal. 

Mémoire de l'appareil

l'appareil mémorise le dernier mode utilisé pour votre soin dentaire. Ce mode sera

directement activé lors de la prochaine utilisation.

Après chaque utilisation, ouvrez et videz le réservoir. Remplacez celui-ci et drainez l'eau résiduelle en allumant l'appareil jusqu'à ce que l'hydropulseur ne projette plus du tout d'eau. Éteignez-le ensuite (comme indiqué plus haut dans la notice).



Remarque

Placez la canule dans votre bouche et fermez doucement votre bouche avant d'appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt.

Pour l'utilisation, placez votre visage au-dessus d'un lavabo et, avec l'appareil vertical et la canule installée, levez le coude.

Appuyer sur le bouton de sélection de mode durant l'utilisation changera le mode.

Tournez la canule pour ajuster la direction du flux d'eau.

Lors de la première utilisation, commencez par le mode «soft». La pression de l'eau peut être augmentée graduellement afin que la cavité buccale s'adapte. Vous pourrez également percevoir de petites gênes au niveau des gencives pendant les premières utilisations. C'est normal et cela devrait cesser après 1 à

2 semaines. Néanmoins, si cela persiste ou si vous ressentez une douleur anormale, stoppez immédiatement l'utilisation de l'hydropulseur et consultez un professionnel de la santé.

Après utilisation, appuyez sur l'interrupteur marche/ arrêt pour placer l'appareil hors tension.

Remarque

- 01** L'appareil risque de ne pas fonctionner à une température ambiante d'environ 5 °C ou moins.
- 02** Ne pressez pas trop fortement la pointe de la canule contre les dents ou les gencives.
- 03** La plaque adhérant à la surface des dents ne pouvant pas être retirée uniquement avec de l'eau, le brossage reste toujours nécessaire. Il est recommandé de nettoyer l'intérieur de votre bouche avec de l'eau après vous être brossé les dents.
- 04** Ne faites pas fonctionner l'appareil principal à vide sinon pour vider le reste d'eau après utilisation. Utilisez l'appareil principal sans

eau risque de causer un dysfonctionnement.

- 05** Si la pointe de la canule est déformée, remplacez-la par une canule neuve recommandée par LANAFORM 

7. Nettoyage et entretien

Nettoyage de l'unité principale :

- Nettoyez l'appareil seulement avec de l'eau claire ou un détergent neutre. N'utilisez pas de détergent corrosif ou abrasif. N'utilisez pas d'eau à plus de 50°C, sur aucune partie de l'appareil, cela pourrait causer des dégâts ou une perte de performance.

- Ne plongez pas l'unité principale dans l'eau. Si nécessaire, nettoyez la surface avec un chiffon doux et du détergent non corrosif.

Nettoyage du réservoir :

- Détachez le réservoir de l'unité principale, comme expliqué au point 6.
- Rincez le réservoir avec de

FR

l'eau tempérée. Ne nettoyez pas le réservoir avec du détergent de quelque sorte que ce soit.

- Remplacez le réservoir une fois celui-ci nettoyé.

Nettoyage du calcaire :

- En fonction de la teneur en minéraux de l'eau utilisée, un dépôt de calcaire peut apparaître sur l'appareil. Ce dépôt peut réduire la performance de l'appareil.
- Pointez la canule vers l'évier, allumez l'appareil et laissez-le allumé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le réservoir. Remplacez

le réservoir avec de l'eau chaude propre (maximum 40°C) et répétez les étapes de nettoyage du réservoir mentionnées ci-dessus. Ce processus de nettoyage devrait être répété tous les 1 à 3 mois afin de maintenir la performance du produit.

8.Changement de la canule

La canule est un consommable. La canule doit être remplacée environ tous les 6 mois pour des raisons d'hygiène, même si sa forme reste inchangée. Faites l'opération inverse du dessin pour la retirer. 

9.Caractéristiques techniques

FR

Nom Produit	WF-100
Référence du produit	LA140304
Dimensions	22,4 x 7 x 7,9 cm
Poids	+/- 285 gr
Spécification de la batterie	2000 mAh
Temps de chargement	+/- 4 h
Consommation électrique hors charge	Maximum 5W
Exigence du chargeur	5V, 1A

10. Résolution des problèmes

 Problème	 Cause	 Solution
Il y a une fuite entre la canule et l'unité principale	Le joint du porte canule est endommagé ou la canule n'a pas été installée correctement	Contactez le vendeur pour réparation ou réinstallez correctement la canule.
Il y a une fuite au niveau de l'injecteur d'eau	Le joint est endommagé ou il y a des impuretés dans l'injecteur	Contactez le vendeur pour réparation
Il y a une fuite dans le réservoir d'eau	Le système de fermeture de l'unité n'est pas étanche	Remplacez le joint ou contactez le vendeur pour réparation
La pression de l'eau est insuffisante	L'appareil n'est pas assez chargé	Essayez à nouveau après charge complète de l'appareil
L'appareil ne démarre pas	L'appareil n'est pas assez chargé	Essayez à nouveau après charge complète de l'appareil ou contactez le vendeur pour réparation

 Problème	 Cause	 Solution
L'appareil ne projette pas d'eau	L'appareil est utilisé pour la première fois ou n'a pas été utilisé pendant une certaine période de temps	Ajoutez une quantité suffisante d'eau dans le trou d'installation de la canule et essayez à nouveau après avoir réinstallé la canule

11. Garantie

LANAFORM garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM.

LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée.

Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera, suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.



12. Élimination des déchets

L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune.

Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales.

NEDERLANDS NL

Presentatie

Bedankt dat u gekozen heeft voor de monddouche van LANAFORM.

Dankzij de 4 reinigingsmodi maakt de **WF-100** het niet alleen mogelijk om de ruimte tussen de tanden te reinigen door voedselresten zachtjes te verwijderen maar ook om korte metten te maken met tandplak en bacteriën. Bovendien kunt u met de monddouche het tandvlees zachtjes masseren en bloedend tandvlees verminderen.



Lees alle instructies voordat u uw product gebruikt, in het bijzonder de basisveiligheidsinstructies.



De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk maar we kunnen geen perfecte gelijkenis met het product garanderen.

Inhoudsopgave

- 01 Uitpakken
- 02 Inhoud verpakking
- 03 Symbolen
- 04 Veiligheidsvoorschriften
- 05 Productbeschrijving
- 06 Gebruiksaanwijzing
- 07 Reiniging en onderhoud
- 08 De canule verwisselen
- 09 Technische kenmerken
- 10 Problemen oplossen
- 11 Garantie
- 12 Afvalverwerking

1. Uitpakken

 Open voor gebruik voorzichtig de verpakking. Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en of er onderdelen beschadigd zijn tijdens het transport. Volg de installatie- en gebruiksinstructies in deze handleiding. Neem contact op met de verkoper of rechtstreeks met LANAFORM indien het apparaat beschadigd is of niet goed werkt. Bij een klacht moet u het model van het apparaat, het serienummer, de aankoopdatum, uw contactgegevens en uw adres vermelden.

NL

Inhoud verpakking

- 1 monddouchthe
- 4 canules
- 1 USB-oplaadkabel
- Gebruikershandleiding

3. Symbolen

De volgende merken en symbolen kunnen voorkomen in de gebruiksaanwijzing.

Symbol	Beschrijving
	Dit symbool waarschuwt u voor risico's op letsel of gevaar voor uw gezondheid
	Verboden handeling.
	Brandgevaar
	Opmerking
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de huidige Europese en nationale richtlijnen
	Elektrisch afval moet voor recycling naar een gespecialiseerd inzamelpunt worden gebracht
	Alleen voor gebruik binnenshuis

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u de monddouche gebruikt.

Waarschuwing

- Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Wanneer u zich niet houdt aan de volgende instructies kan dit leiden tot lichamelijke of materiële schade. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat hij beschikbaar is voor alle andere gebruikers. Indien u het apparaat doorgeeft aan iemand, geef hem of haar dan ook deze gebruiksaanwijzing.
- Richt de waterstraal niet op de achterkant van de tong, de binnenkant van het oor, de neusgaten of andere gevoelige plekken.
- Dit apparaat kan druk uitoefenen, wat in deze zones ernstig letsel kan veroorzaken.
- Dit apparaat is voorbehouden voor persoonlijk gebruik en is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, waaronder kinderen, met een verminderd lichamenlijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij iemand

die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht houdt of van tevoren instructies heeft gegeven over het gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.

- **Mondouches** kunnen onder toezicht worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar.
- **Het apparaat** is uitsluitend ontworpen voor het in deze handleiding beschreven gebruik. Gebruik het apparaat alleen volgens de instructies. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of gebruik anders dan vermeld staat in de gebruiksaanwijzing.
- **Gebruik** alleen de canules en accessoires die door LANAFORM worden aanbevolen.
- **Laat** geen voorwerpen in de openingen van het apparaat vallen en steek er geen voorwerpen in.
- **Gebruik** het product niet buiten, op een plaats waar een spuitbus wordt gebruikt of op een plaats waar zuurstof wordt toegediend, of zet het niet aan op die plaatsen.

NL

- **Gebruik geen jodium, zoutoplossing, essentiële oliën, mondspoeling of andere chemische oplossingen in het reservoir van dit product. Het gebruik van deze producten kan de prestaties van het apparaat verminderen en de levensduur verkorten.**
- **Verwijder alle mondpiercings voordat u dit product gebruikt.**
- **Controleer of het product er niet beschadigd uitziet en of de startindicator normaal brandt voordat u dit product gebruikt.**
- **Mensen die last hebben van parodontitis, die een tandheelkundige behandeling hebben ondergaan of die zich zorgen maken over symptomen in hun mond, moeten voor gebruik een arts raadplegen.**
- **Als u tijdens of na gebruik letsel opmerkt aan uw tandvlees, tanden of mond, stop dan met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts.**
- **Gebruik het apparaat NIET in geval van letsel in de mond of van tandvlees of tanden.**
- **De monddouches moeten met koud of lauw water (maximaal 40°C) worden gebruikt.**
- **Gebruik het apparaat alleen voor mondhygiëne. Als de waterstraal op de ogen, neus of keel wordt gericht, kan dit ongelukken of letsel veroorzaken.**
- **Deel de canule niet met uw gezin of andere mensen. Dit kan een infectie of ontsteking veroorzaken.**
- **Droog het hoofdaparaat niet met een haardroger of een ventilatorkachel. Hierdoor kunnen onderdelen defect raken of vervormd raken.**
- **Niet afnemen met oplosmiddelen, benzeen, alcohol enz. Hierdoor kunnen onderdelen defect raken, barsten of verkleuren.**
- **Bewaar het apparaat na gebruik op een plek met een lage luchtvochtigheid. Als u het apparaat in een badkamer laat staan, kan het defect raken.**



Elektrische schok

- **Zoals elk elektrisch apparaat moet de monddouche voorzichtig worden gebruikt om elektrische schokken te voorkomen.**
- **Gebruik voor het opladen van dit product een oplader met een DC 5V 1A uitgang die voldoet aan de geldende nationale normen en sluit de stekker**

van de oplader correct aan op het stopcontact om storingen of brand door hitte te voorkomen.

- **Steek de adapter alleen in het stopcontact als het apparaat aanstaat.**

- **Gebruik het apparaat nooit als het apparaat zelf of de accessoires zichtbaar beschadigd zijn.**

- **Gebruik het apparaat niet als het in het water is gevallen.**

- **Gebruik het apparaat niet tijdens onweer.**

- **In geval van een storing of defect moet u het apparaat onmiddellijk uitzetten. Haal de stekker uit het stopcontact.**

- **Trek niet aan het netsnoer of het apparaat om de stekker uit het stopcontact te halen.**

- **Houd het apparaat nooit vast en draag het niet aan het netsnoer.**

- **Klem de kabel niet vast.**

- **Gebruik de monddouche niet zonder eerst de canule te plaatsen.**

- **Aangezien dit product een ingebouwde oplaadbare batterij heeft, mag u het product niet in vuur plaatsen en mag u het niet gebruiken in een omgeving met**

een hoge temperatuur of oververhitting, aangezien er storing of brand door hitte kan optreden.

- **Houd de voedingsadapter uit de buurt van hete oppervlakken.**

- **Verzeker u ervan dat het netsnoer en de adapter niet in aanraking komen met water, stoom of andere vloeistoffen.**

- **Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrische schokken of brand als gevolg van elektrische lekkage door aantasting van de isolatie.**

- **Raap nooit een apparaat op dat in het water is gevallen. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. .**

- **Haal de stekker uit het stopcontact vóór u het reservoir vult.**

Reparatie

- **Het apparaat mag niet geopend worden.**

- **Alleen een specialist mag elektrische apparaten repareren. Elke onjuiste reparatie kan leiden tot ernstig gevaar voor de gebruiker. Neem voor reparaties contact op met de klantenservice**

NL

of een erkende dealer. Probeer geen onderhoud uit te voeren aan de monddouche, tenzij u een gekwalificeerd professional bent. Alleen gekwalificeerde onderhoudsprofessionals zijn bevoegd om indien nodig onderhoud aan de binnenkant uit te voeren.

Brandgevaar

- **Onjuist gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing kan brand veroorzaken!**
- **Gebruik het apparaat niet op een bedekte plek, bijvoorbeeld onder een deken of kussens.**
- **Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare materialen.**
- **Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt zijn.**
- **Trek nooit de stekker uit het apparaat als het aan staat. Zet het altijd eerst uit.**
- **Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of een omgeving met overmatige vochtigheid.**

5. Productbeschrijving

- 01 Canule
- 02 Aan/uit-schakelaar
- 03 Modusselectieknop
- 04 Ledlampje batterij-indicator / Bedrijfsmodus
- 05 Hoofdtoestel
- 06 Waterreservoir
- 07 Schakelaar voor het bevestigen/verwijderen van canules
- 08 Aansluiting USB-kabel
- 09 Modus High
- 10 Modus Medium
- 11 Modus Soft

6. Gebruiksaanwijzing

Opladen

- 01 Laad het product op voor het eerste gebruik. Zorg ervoor dat u de oplader gebruikt zoals beschreven in punt 4. Indien u het gebruikt in het buitenland, gelieve eerst te verifiëren of de spanning en de oplader van het land geschikt zijn voor dit product.
- 02 Zet het product eerst uit voordat u het oplaadt. Sluit de oplader aan met de bijgeleverde

USB-kabel. Steek de oplader in het stopcontact en sluit het product aan op de USB-oplaadkabel.

- 03** De batterij-indicator geeft de oplaadstatus aan. Zodra het opladen is voltooid, blijft de indicator statisch. Houd de moduskeuzeknop ingedrukt om de batterijstatus weer te geven. Op dat moment maakt u het product los van de USB-kabel en haalt u de oplader uit het stopcontact. Het is normaal als het product en de oplader een beetje warm zijn.
- 04** Het duurt ongeveer vier uur om het product volledig op te laden met de oplader die aan de vereisten voldoet. De tijd kan variëren volgens specifieke omstandigheden.
- 05** Als de batterij-indicator knippert terwijl het apparaat in gebruik is, betekent dit dat de gebruiker het apparaat moet opladen. Als de batterij leeg is, knippert

de indicator 4 keer en gaat dan automatisch uit.

- 06** Het product kan niet worden gebruikt terwijl het wordt opgeladen.
- 07** Om de levensduur van de batterij te verlengen, laadt u het apparaat onmiddellijk op als de batterij bijna leeg is.

Waarschuwing

Plaats of verwijder het net snoer niet met natte handen (dit kan een elektrische schok of kortsluiting veroorzaken).

Gebruik het niet waar water bij kan komen, zoals in een bad of op een vochtige plaats, om defecten of kortsluiting te voorkomen.

U moet de oplader gebruiken die voldoet aan de oplaadvereisten.

U mag niet te dicht bij het product komen tijdens het opladen; wanneer u voor langere tijd weggaat, moet u het opladen stopzetten.

Schakel de stroom onmiddellijk uit als er zich tijdens het opladen afwijkende situaties voordoen. Als de USB-kabel beschadigd is of de stekker loszit, stop dan onmiddellijk met opladen.

Gebruik en bewaar de USB-kabel op de juiste manier. Buig, rek of verdraai de kabel niet, druk er niet op of wikkel hem niet rond de oplader.

Gebruikswijze

Bevestig de canule stevig op het apparaat met de bevestigingsschakelaar.  2

Zorg dat het apparaat uitstaat voordat u het reservoir vult. Open het waterreservoir door de hoofdtoestel tegen de klok in te draaien, houdt het reservoir verticaal en vul het met water waarvan de temperatuur niet hoger is dan 40°C.  3

Schroef het waterreservoir weer aan de hoofdtoestel door het met de klok mee te draaien en controleer of het goed vastzit.

Houd de aan/uit-schakelaar 1 seconde ingedrukt om het apparaat aan te zetten.

Kies een van de reinigingsmodi door op de moduskeuzeknop te drukken tot de gewenste modus verschijnt.

Er zijn 4 reinigingsmodi:

- Modus 'Soft'

Deze modus is bedoeld voor nieuwe gebruikers en mensen

met gevoelige tanden. Om deze modus toe te passen, selecteert u het onderste lampje op uw apparaat.

- Modus 'Medium'

Deze modus is bedoeld voor de dagelijkse reiniging van voedselresten tussen de tanden en is geschikt voor de meeste gebruikers. Pas deze modus toe door het lampje op het midden van uw apparaat te selecteren.

- Modus 'High'

De krachtige druk van deze modus is bedoeld om de meer hardnekkige voedselresten tussen de tanden en tandplak te reinigen. Selecteer het bovenste lampje op uw apparaat om deze modus toe te passen.

- Modus 'Pulse'

Door de druk van de waterstraal af te wisselen, zorgt deze modus voor een zachte massage van het tandvlees, terwijl voedselresten tussen de tanden worden verwijderd. Om deze modus te selecteren, drukt u meerdere malen op de modus-schakelaar totdat alle lampjes afwisselend oplichten.

Als u klaar bent met uw mondverzorging, drukt u 2 keer op de boog-/stopknop om het apparaat uit te zetten. Om

veiligheidsredenen gaat het apparaat na 2 minuten automatisch uit. Als u het apparaat weer wilt gebruiken, controleer dan het waterniveau in het reservoir en vul het zo nodig bij voordat u op de aan/uit-schakelaar drukt.

Gebruiksaanwijzing

Voor het beste resultaat begint u met de kiezen en beweegt u het apparaat zonder het uit te zetten naar de voorkant van de mond om te eindigen met de snijtanden. Plaats de canule tijdens het reinigen in een hoek van 90° ten opzichte van het tandvlees en beweeg de canule langs de tandvleeslijn. Blijf kort tussen elke tand. Sluit uw lippen een beetje om te voorkomen dat het water eruit spuit, maar laat genoeg ruimte over zodat het water vrij van uw mond naar de gootsteen kan stromen.

Interdentale reiniging

richt de waterstraal op de ruimte tussen de tanden. Zo kunt u de interdentale ruimte die met een tandenborstel ontoegankelijk is, grondig reinigen.

Parodontale pockets reinigen

Richt de waterstraal op de ruimte tussen de tanden en het tandvlees en beweeg de waterstraal langzaam langs het tandvlees. Gebruik de modus Soft als uw tandvlees gevoelig is.

Tandvleesverzorging

Stimuleer uw tandvlees dankzij de massage van de waterstraal. Gebruik de modus Soft als uw tandvlees gevoelig is.

Ga voor elk van deze stappen met de waterstraal over de voor- en achterkant van de tanden en achter de kiezen. Dit zorgt voor een optimale reiniging. 

Apparaatgeheugen

Het apparaat onthoudt de laatst gebruikte modus voor uw mondverzorging. Deze modus wordt direct geactiveerd bij het volgende gebruik.

Open en leeg het reservoir na elk gebruik. Plaats het terug en laat resterend water wegvloeden door het apparaat aan te zetten totdat er geen water meer uit de monddouche spuit. Zet hem vervolgens uit (zoals eerder in de handleiding beschreven).

Opmerking

Plaats de canule in uw mond en sluit uw mond voorzichtig voordat u op de aan/uit-schakelaar drukt.

Plaats om het apparaat te gebruiken uw gezicht boven een wasbak en til, met het apparaat verticaal en de canule geïnstalleerd, uw elleboog op.

Als u tijdens gebruik op de moduskeuzeknop drukt, verandert de modus.

Draai de canule om de richting van de waterstroom aan te passen.

Begin bij het eerste gebruik met de modus 'Soft'. De waterdruk kan geleidelijk worden verhoogd zodat de mondholte eraan kan wennen. Het kan ook zijn dat u de eerste paar keer wat last heeft van uw tandvlees. Dit is normaal en zou na 1 tot 2 weken voorbij moeten zijn. Als dit echter aanhoudt of als u abnormale pijn ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de monddouche en raadpleeg een gezondheidsprofessional.

Druk na gebruik op de aan/uit-schakelaar om het apparaat uit te zetten.

Opmerking

- 01** Het risico bestaat dat het apparaat niet werkt bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 5°C of minder.
- 02** Druk de punt van de canule niet te hard tegen de tanden of het tandvlees.
- 03** Tandplak dat zich vasthecht aan het tandoppervlak kan niet alleen met water worden verwijderd, dus poetsen blijft altijd nodig. We raden u aan om de binnenkant van uw mond te reinigen met water na het tandenpoetsen.
- 04** Laat het hoofdapparaat niet werken zonder water, tenzij het is om resterend water na gebruik te verwijderen. Als u het apparaat zonder water gebruikt, kan het defect raken.
- 05** Als de punt van de canule vervormd is, vervang deze dan door een nieuwe canule die wordt aanbevolen door LANAFORM.  **8**

7. Reiniging en onderhoud

Reiniging van het hoofdtoestel:

- Reinig het apparaat alleen met schoon water of een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Gebruik op geen enkel onderdeel van het apparaat water van meer dan 50°C, aangezien dit schade kan veroorzaken of de prestaties kan verminderen.
- Dompel het hoofdtoestel niet onder in water. Reinig het oppervlak indien nodig met een zachte doek en een niet-bijtend schoonmaakmiddel. .

Reiniging van het reservoir:

- Maak het reservoir los van het hoofdtoestel, zoals uitgelegd in punt 6.
- Spoel het reservoir af met lauw

water. Reinig het reservoir niet met een reinigingsmiddel.

- Plaats het reservoir terug nadat het is gereinigd.

Reiniging van kalkaanslag:

- Afhankelijk van het mineraalgehalte van het gebruikte water kan er kalkaanslag op het apparaat ontstaan. Deze aanslag kan de prestaties van het apparaat verminderen.
- Richt de canule op de gootsteen, zet het apparaat aan en laat het aanstaan tot er geen water meer in het reservoir zit. Zet het reservoir er weer in met schoon warm water (maximaal 40°C) en herhaal de bovengenoemde stappen voor het reinigen van het reservoir. Dit reinigingsproces moet om de 1 tot 3 maanden herhaald worden om de prestaties van het product te behouden.

8. Vervanging van de canule

De canule is een verbruiksartikel. De canule moet om hygiënische redenen ongeveer elke 6 maanden worden vervangen, zelfs als de vorm onveranderd blijft.



9. Technische kenmerken

Productnaam	WF-100
Productreferentie	LA140304
Afmetingen	22,4 x 7 x 7,9 cm
Gewicht	+/- 285 g
Batterijspecificatie	2000 mAh
Oplaadtijd	+/- 4 uur
Stroomverbruik, opladen niet meegerekend	Maximaal 5 W
Vereisten van de oplader	5V, 1A
Stand-by stroom	Minder dan 20uA

10. Problemen oplossen

 Probleem	 Oorzaak	 Oplossing
Er zit een lek tussen de canule en het hoofdtoestel	De afdichting op de canulehouder is beschadigd of de canule is niet goed geplaatst	Neem contact op met de verkoper voor reparatie of plaats de canule opnieuw op de juiste manier.
Er zit een lek ter hoogte van de waterinjector	De afdichting is beschadigd of er zit vuil in de injector	Neem contact op met de verkoper voor reparatie

 Probleem	 Oorzaak	 Oplossing
Er zit een lek in het waterreservoir	Het sluitsysteem van het toestel is niet waterdicht	Vervang de afdichting of neem contact op met de verkoper voor reparatie
De waterdruk is onvoldoende	Het apparaat is niet voldoende opgeladen	Probeer het opnieuw nadat het apparaat volledig is opgeladen
Het apparaat start niet	Het apparaat is niet voldoende opgeladen	Probeer het opnieuw nadat het apparaat volledig is opgeladen of neem contact op met de verkoper voor reparatie
Het apparaat spuit geen water	Het apparaat wordt voor het eerst gebruikt of is een bepaalde tijd niet gebruikt	Voeg een voldoende hoeveelheid water toe in het installatiegat van de canule en probeer het opnieuw nadat u de canule opnieuw hebt geplaatst

NL

11. Garantie

LANAFORM garandeert dat dit product op de datum van aankoop geen materiaal- of fabricagefouten bezit. Deze garantie blijft geldig gedurende een periode van twee jaar, met uitzondering van de onderstaande bepalingen.

De LANAFORM-garantie dekt geen schade veroorzaakt door normale slijtage van dit product. Bovendien dekt de garantie op dit LANAFORM-product geen schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik of slecht gebruik, ongelukken, het aanbrengen van niet-toegestane hulpstukken, wijzigingen aan het product of andere omstandigheden van welke aard dan ook die buiten de controle van LANAFORM vallen.

LANAFORM is niet aansprakelijk voor enige vorm van bijkomende, bijzondere of gevolgschade.

Alle impliciete garanties van geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, op voorwaarde dat een kopie van het aankoopbewijs kan worden overgelegd.

Na ontvangst zal LANAFORM uw apparaat naar gelang het geval repareren of vervangen en naar u terugsturen. De garantie wordt alleen via het servicecentrum van LANAFORM uitgevoerd. Bij een onderhoudsactiviteit aan dit product door iemand anders dan het LANAFORM Service Center komt deze garantie te vervallen.

NL



12. Afvalverwerking

De verpakking is volledig gemaakt van milieuvriendelijke materialen die naar uw plaatselijk sorteercentrum kunnen worden gebracht om als secundaire materialen te worden gebruikt. Het karton mag in de papierbak. Verpakkingsfolie moet worden ingeleverd bij uw plaatselijke sorteer- en recyclingcentrum.

Wanneer u het apparaat niet meer gebruikt, dient u het op milieuvriendelijke wijze en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften af te voeren.

Note:

Note:



LANAFORM

WF-100

LA1403504 / LOT 001

MANUFACTURER & IMPORTER

LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS

RUE DE LA LÉGENDE, 55
4141 LOUVEIGNÉ, BELGIUM

+32 4 360 92 91

INFO@LANAFORM.COM

WWW.LANAFORM.COM