



FR INSTRUMENTATION ACIER INOXYDABLE CONFORME AUX STANDARDS INTERNATIONAUX

Recommandations d'utilisation :

- Manipuler les instruments avec soin.
- Fermer au premier cran les instruments à encoche ou crémaillère.
- Entretenir les instruments selon les règles de bonnes pratiques de nettoyage.
- NE PAS UTILISER AVANT STÉRILISATION.
- Les instruments peuvent être stérilisés tant qu'ils ne présentent pas de trace de détérioration.
- Choisir le conditionnement adapté pour la stérilisation.
- NETTOYER LES INSTRUMENTS NEUFS AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.
- Ouvrir les instruments pour le nettoyage, la désinfection et la décontamination.
- Respecter les dosages et temps de contact conseillés par le fabricant des produits de nettoyage et de décontamination.
- ESSUYER MINUTIEUSEMENT LES INSTRUMENTS APRÈS CONTACT AVEC DIFFÉRENTS PRODUITS.
- Protocoles de pré-désinfection, désinfection et stérilisation sur www.spengler.fr

Précaution :

- Stocker dans un endroit propre, sec, et éloigné de toute substance corrosive.
- Manipuler les instruments coupants avec précaution.
- Tenir les instruments hors de la portée des enfants.

Nos instruments de chirurgie en inox sont garantis 5 ans dans les conditions normales d'utilisation par remplacement de l'instrument reconnu défectueux de notre fait.

EN STAINLESS STEEL INSTRUMENTS COMPLYING WITH INTERNATIONAL STANDARDS

Handling recommendations:

- Handle the instruments with care.
- Close the instruments with notch or rack to the first step.
- Handle the instruments following the Best cleaning Practices.
- DO NOT USE WITHOUT PRIOR STERILIZATION.
- The instruments may ONLY be sterilized when undamaged.
- Please choose the correct packaging for sterilization.
- PLEASE CLEAN THE BRAND NEW INSTRUMENTS BEFORE THE FIRST USE.
- Open the instruments for correct cleaning, disinfection and sterilization.
- Please respect the recommendations of the cleaning and disinfecting liquids' manufacturer, in terms of dosage and contact time.
- DRY THE INSTRUMENTS CAREFULLY AFTER CONTACT WITH ANY SUBSTANCE.
- Protocols for pre-disinfection, disinfection and sterilization on www.spengler.fr

Caution:

- Store in a dry and clean place, far from any corrosive substance.
- Handle the sharp instruments with care.
- Keep away from children.

Our stainless steel surgical instruments are guaranteed for 5 years under normal conditions of use by replacing the defective instrument recognized by us.

ES INSTRUMENTACION EN ACERO INOXIDABLE CONFORME A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES

Consejos de utilizacion:

- Manipular los instrumentos con cuidado.
- Colocar los instrumentos de muesca o dentados en el primer estante del escaparate.
- Mantener en buen estado el instrumento siguiendo las recomendaciones de prácticas de limpieza.
- NO UTILIZAR ANTES DE SU ESTERILIZACION.
- Los instrumentos pueden ser esterilizados siempre que no muestren signos de deterioro.
- Elegir el buen acondicionamiento para la esterilización.
- LIMPIAR LOS INSTRUMENTOS NUEVOS ANTES DE SU PRIMERA UTILIZACION.
- Abrir los instrumentos para su limpieza, desinfección y descontaminación.
- Respetar las recomendaciones de contacto con productos de limpieza y desinfección.
- SECAR MINUCIOSAMENTE LOS INSTRUMENTOS TRAS EL CONTACTO CON OTROS PRODUCTOS.
- Protocolos de pre-desinfección, desinfección y esterilización en www.spengler.fr

Precaucion:

- Almacenar en un lugar limpio, seco y alejado de toda sustancia corrosiva.
- Manipular los instrumentos de corte con precaución.
- Mantener los instrumentos fuera del alcance de los niños.

Nuestros instrumentos en acero inoxidable tienen una garantía de 5 años bajo las condiciones de uso habituales mediante el reemplazo del instrumento defectuoso por nuestra parte.

REF: PA_BABINSKI_2VB_011019 - Sous réserve d'erreurs typographiques / Subject to typographical errors.

Distribué par SPENGLER SAS - 30 rue Jean de Guiramand -
13290 Aix en Provence - FRANCE



Medical Devices (Pvt) Ltd.

Wazirabad Road, Ugoki, Sialkot - Pakistan

Tel: 0092-52-3571214, 3571215, Fax: 0092-52-3571210, 3571211.

Web: www.mdevices.com E-mail: info@mdevices.com



EC Representative OBELIS s.a

Bd.Général Wahis 5310, 0 Brussels, BELGIUM

