

**Espace d'utilisation : Espace Sanitaire**

La barre de relèvement coudée BSKA est idéale pour les espaces sanitaires.

**Composants :**

- ❖ Tube acier chromé
- ❖ Diamètre : 25mm
- ❖ Résistance : 150 kg

**Garantie : 2 ans****Dimensions :**Sans Emballage:

- Poids : 0.47 kg
- Volume : 0.0076 m<sup>3</sup>
- Dim. (LxIxH) : 395\*240\*80

Avec Emballage:

- Poids: 0.64kg
- Volume: 0.0065 m<sup>3</sup>
- Dim (L\*I\*H) : 480\*85\*160

**Nomenclature douanière : 73 23 99 00****Gencod : 3019920518516****Avantages :**

- ❖ Solution pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite
- ❖ Résistant : test 180 Kg
- ❖ Conforme à la directive EN 12182 et CE

**Palettisation :**

Quantité	140
Hauteur (en m)	0.90
Nombre produit/couche	-
Nombre de couches/palette	-
Format palette (en mm)	1200/1 000
Poids (en kg)	99

**Couleur : chromé**