

Dmed® triango 30 C

DONNÉES TECHNIQUES

LAMPES DE SOINS

EQUIPEMENT	1 x lampe LED - D68929000
RENDEMENT LUMINEUX	55 000 Lux / 1,0 m
CHAMP D'ÉCLAIREMENT À 1,0 M	Ø 16 cm
INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)	>= 95
TEMPERATURE DE COULEUR	env. 4500 K
APPAREILLAGE	convertisseur électronique
CORDON D'ALIMENTATION	m raccordement direct sans fiche
TÊTE DU LUMINAIRE	polycarbonate & ABS (PC & ABS)
POIDS (NET)	env. 13.0 kg
PUISSANCE ABSORBÉE	env. 30 W
COMPENSATION D'ARTICULATION	ressort (compensation de poids)
CLASSE DE PROTECTION	I
ACCESSOIRE	Poignée stérilisable, rehausse plafond
NORMES	EN 60601-1, EN 60601-2-41
PARTICULARITÉS	poignée stérilisable, gradable continu, sans entretien
FIXATION	fixation pour plafond, tige plafond réglable lors du montage (30-120 cm), adaptateur plafond (sur demande)
INDICE DE PROTECTION	IP 43
N° COMMANDE	D15170000 - blanc pur



RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

DESSIN TECHNIQUE

