

küschall®
designed for life



Simplement extrême et super-léger

The *K* SL

The K^{SL}



Données techniques



Largeur d'assise :
34-42 cm
par paliers de 2 cm



Inclinaison du dossier :
-8°, -4°, 0°, 4°, 8°



Profondeur d'assise :
37,5 / 40 cm
42,5 cm



Largeur totale :
SB+23 cm



Hauteur d'assise :
avant : 50 cm (24")
avant : 51 cm (25")
arrière : 38 - 48 cm



Longueur totale :
75° : env. 83cm
90° : env. 76 cm



Hauteur de dossier :
27 - 39 cm
par paliers de 1,5 cm



**Poids total
à vide :
env. 7 kg**



Longueur de jambe :
40 - 48 cm
par paliers de 1 cm



Poids max. de
l'utilisateur : 100 kg



Inclinaison
de l'assise : variable,
standard 7 cm



**Poids de transport
(sans roues arrière) :
env. 4,5 kg**


Remarque: Sauf indication contraire, toutes les mesures et les poids sont basés sur la configuration standard de ce modèle d'une largeur d'assise de 36 cm.

Options



Celles-ci ne sont que quelques unes des diverses options disponibles pour ce modèle. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur Kuschall le plus proche.

Coloris



Le set CPS comprend les moyeux Starec des roues High Performance avec capsules de protection de l'axe à démontage rapide, les fourches, les capsules de protection des supports de têtes de fourche.

Un chef-d'œuvre; Légèreté et design en parfaite harmonie.

Le fauteuil roulant le plus léger du marché : 4.5 kg (sans roues arrière)



La liberté à travers l'extrême légèreté

**Oliver Anthofer,
Paraplégie, Th 12/L1**

La liberté est essentielle pour moi. The KSL by Küschall est une réussite en matière de design, de performance et d'extrême légèreté et le fauteuil idéal pour une indépendance complète. Avec mon KSL by Küschall, je peux réellement atteindre tous les objectifs que je me suis fixé.

*La vie est une succession
de moments. Vivre
chacun d'entre eux est
une réussite.* Corita Kent