

<i>Description générale</i>	Stérilisateur à air chaud 19 litres	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo, mode d'emploi
<i>Référence lot</i>	Oui	Numéro de série
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un tissu doux et de l'eau, ne pas utiliser d'acides ou de solvants.
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'acier inoxydable, la fibre de verre et le silicone	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	4 plateaux + 1 plateau de fond
<i>Matières</i>	Entièrement en acier inoxydable, bourrelet en silicone, isolation en fibre de verre.	
<i>Étiquetage</i>	Non	
<i>Conditionnement</i>	Oui	Carton individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre.
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références</i>	46 000 19	
<i>Désignation</i>	Stérilisateur Poupinel	
<i>Dimension Lo x la x h(mm)</i>	Intérieure = 300 x 250 x 260 Extérieure = 440 x 340 x 400	
<i>Capacité (L)</i>	19	
<i>Résistance température</i>	-5 à 200°C	
<i>Thermostat</i>	0 à 200°C	
<i>Temporisateur</i>	Mécaniquement : 0 à 120 min + positionnement manuel	
<i>Thermomètre</i>	Jusqu'à 250°C	
<i>Puissance</i>	600 W	
<i>Tension</i>	230 V, 50Hz	
<i>Poids net (kg)</i>	13	
<i>Couleurs</i>	Blanc et inox brillant	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de stériliser des instruments de chirurgie ou des instruments dans le domaine médical et paramédical.	
<i>Mode d'emploi</i>	Voir mode d'emploi	
<i>Précaution d'emploi</i>	Cet appareil ne doit être utilisé que par le personnel autorisé et parfaitement familiarisé à l'usage correcte de l'appareil. Il doit uniquement servir à stériliser des instruments de chirurgie ou de instruments dans le domaine médical et paramédical. Ne pas modifier, échanger ou détériorer les protections électronique et thermostat de l'appareil. Ne pas nettoyer ou réparer le stérilisateur pendant qu'il est sous-tension ou lorsque la chambre de stérilisation est chaude. Vérifier régulièrement que le câble d'alimentation est en bonne état.	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Dans des bacs pour matériel électrique	
<i>DEEE/REACH</i>	Oui / NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	