



AUDIOMETRE **K 20**

Une large gamme de niveaux sonores
pour des examens préventifs poussés



CE 0124

● **De nombreuses possibilités de tests**

Le K 20 offre une large gamme de tests. La gamme de fréquences s'étend de 125 à 8000 Hz (11 gammes différentes) et les intensités de - 10 dB à 100 dB. Les stimuli sont des sons purs, vobulés ou pulsés.

Léger et portable, il est particulièrement adapté au dépistage. Idéal pour une utilisation sur plusieurs sites.

● **Simple d'utilisation**

Le guide rapide vous permet d'un seul coup d'oeil d'en comprendre son utilisation.

Les tests sont rapides et aisés.

● **Précis et sûr**

Parce qu'il est portable, le K 20 est solide, léger et fiable. Les boutons de grande taille permettent de régler facilement la fréquence et le niveau d'intensité.

● **Batteries ou secteur**

Le K 20 peut fonctionner avec 3 piles standard AA ou être branché sur le secteur via une alimentation électrique CE médical.

● **Fonctions supplémentaires : le K 20A**

Le K 20A complète les caractéristiques du K 20 en intégrant le test automatique d'Hughson-Westlake.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

| | |
|------------------------|---|
| Signaux de test : | sons purs, pulsés ou vobulés |
| Fréquences de test : | 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 et 8000 Hz |
| Pas d'intensité : | 5 ou 1 dB |
| Gamme dynamique : | -10 dB / 100 dB |
| | 70 dB à 125 Hz |
| | 90 dB à 250 et 8000 Hz |
| Alimentation : | 3 piles AA (100 h d'utilisation en moyenne) ou alimentation secteur |
| Casque : | DD45, confortable et haute performance - Livré de série |
| Normes : | EN 60601-1 / EN 60645-1 classe 4, directive médicale 93/42/EEC |
| Dimensions L x l x h : | 22,5 x 18 x 5,5 cm |
| Poids : | 980 g |
| Garantie : | 12 mois |
| Référence K 20 : | CC 681 0200 |
| Référence K 20A : | CC 681 0300 |

DUPONT MEDICAL

BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92 rue du train à fil
54390 FROUARD (France)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496
<http://www.dupont-medical.com>

COLSON®
Une marque de DUPONT MEDICAL