


8. Accesorios

Manguito mediano


Perímetro de brazo 22-32 cm



CM1-9997578-9

Manguito grande

Perímetro de brazo 32-42 cm



CL-MIT Elite
9999358-2

Nota: El manguito CL1 no se puede utilizar con este dispositivo.

Adaptador de CA



Adapter-3094298-6
(Modelo: AC Adapter-E1600)

Nota: Los adaptadores Q Adapter-1098336-8 y R Adapter-9997605-0 no se pueden utilizar con este dispositivo.

CD-ROM y cable USB