

DUO TENS



El producto ideal para tratar dolor de espalda y cervicales

20 Programas

4 Fitness, Beauty, Wellness – 16 Dolor – Tens

Globus presenta el nuevo electroestimulador Duo Tens, completamente renovado en diseño y con nuevas prestaciones.

NEW! **PROGRAMABLE:** Duo Tens dispone de 6 memorias libres donde se pueden introducir los parámetros deseados y crear sus propios programas personalizados.

SYNCROSTIM: simplemente pulsando un botón se puede aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente.

DOLOR: elimina el dolor con los impulsos extraordinarios de TENS corrientes que estimulan suavemente su cuerpo, le hacen recuperar la salud, el bienestar y una renovada alegría de vivir.

FITNESS, BELLEZA Y BIENESTAR: la belleza del cuerpo es la expresión de un estado de bienestar y del equilibrio de las formas que tenemos para la promoción y defensa de los ataques del tiempo y el estilo de vida sedentario. Con Duo Tens podemos cuidar de nuestro cuerpo, la protección de la vitalidad y la belleza con los programas principales para su forma física.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Canales: 2 canales independientes
 Frecuencia: 0 – 150 Hz
 Potencia: 100 mA por canal
 Amplitud de impulso: 50 – 400 μ s
 Forma de onda: Onda cuadrada, bifásica, simétrica y compensada
 Alimentación: a batería recargable
 Pantalla retroiluminada
 Dispositivo de Clase II A
 Conforme a la directiva 93/42/CEE
 2007/47/CEE

DOTACIÓN

1 Bolso
 1 Stimulador GLOBUS Duo Tens
 2 cables para la conexión a los electrodos
 4 electrodos autoadhesivos cuadrados
 4 electrodos autoadhesivos rectangulares
 1 Cargabatería
 1 manual operativo

DUO TENS

Lista de programas

Deporte

Descontracturante
Fuerza máxima
Enfriamiento

Fitness, belleza y bienestar

Modelado

Tens & dolor

Tens antálgico convencional
Tens endorfinico
Tendinitis manguito rotador
Dolor muscular
Osteoartritis rodilla
Dolor post-operación
Lesión muscular
Cervicales
Dolor trapecio
Ciática
Lumbalgia
Epicondilitis
Periartritis escapulo humeral (hombro)
Túnel carpiano
Osteoartritis
Dolores menstruales