

Genesy SII



Producto profesional de dos canales para fisioterapia

60 Programas

12 Deporte – **8** Fitness, Beauty, Wellness – **16** Dolor – Tens
9 Prevención – **11** Rehab - **3** Incontinencia – **1** Ionoforesis

Globus presenta el nuevo electroestimulador Genesy SII, completamente renovado en diseño y con nuevas prestaciones.

NEW! **PROGRAMABLE:** Genesy SII dispone de 6 memorias libres donde se pueden introducir los parámetros deseados y crear sus propios programas personalizados.

SYNCROSTIM: simplemente pulsando un botón se puede aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente

IONOFORESIS: la IONOFORESIS es ideal para el tratamiento en condiciones inflamatorias tales como bursitis, tendinitis, fascitis, miositis, etc.

PREVENCIÓN: 9 programas pensados para el refuerzo de las principales articulaciones e ideal para la prevención de accidentes y lesiones.

REHAB & DOLOR

REHAB: un programa de estimulación muscular es particularmente adecuado para la recuperación funcional después de someterse a cirugía de la articulación y después de períodos de inmovilización.

DOLOR: elimina el dolor con los impulsos extraordinarios de TENS corrientes que estimulan suavemente su cuerpo, le hacen recuperar la salud, el bienestar y una renovada alegría de vivir.

INCONTINENCIA: tres programas específicos para el tratamiento de este trastorno urológico.

DEPORTE: Genesy SII se programa para estimular selectivamente las fibras de contracción lenta y fibras rápidas a fin de capacitar a las diferentes cualidades musculares.

FITNESS, BELLEZA Y BIENESTAR: la belleza del cuerpo es la expresión de un estado de bienestar y del equilibrio de las formas que tenemos para la promoción y defensa de los ataques del tiempo y el estilo de vida sedentario. Con Genesy SII podemos cuidar de nuestro cuerpo, la protección de la vitalidad y la belleza con tratamientos de belleza con la electroestimulación.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Canal: 2 canales independientes
 Frecuencia: 0 – 150 Hz
 Potencia: 100 mA por canal
 Amplitud de impulso: 50 – 400 μ s
 Forma de onda: Onda cuadrada, bifásica, simétrica y compensada
 Alimentación: a batería recargable
 Pantalla retroiluminada
 Dispositivo de Clase II A
 Conforme a la directiva 93/42/CEE
 2007/47/CEE

DOTACIÓN

1 Bolso
 1 Stimulador GLOBUS GENESY SII
 2 cables para la conexión a los electrodos
 4 electrodos autoadhesivos cuadrados
 4 electrodos autoadhesivos rectangulares
 1 Cargabatería
 1 manual operativo

Genesy SII

Lista de programas

Deporte

DEMO
Pluma busca puntos
Calentamiento miembros inferiores
Calentamiento pre-competición miembros inferiores
Fuerza máxima miembros inferiores
Fuerza resistencia miembros inferiores
Fuerza explosiva miembros inferiores
Reactividad miembros inferiores
Capilarización miembros inferiores
Recuperación activa miembros inferiores
Enfriamiento muscular miembros inferiores
Descontracturante miembros inferiores

Tens & dolor

Tens analgésico convencional
Tens endorfnico
Tendinitis manguito rotador
Dolor muscular
Osteoartritis rodilla
Dolor post-operación
Lesión muscular
Cervicales
Dolor trapecio
Ciática
Lumbalgia
Epicondilitis
Periartritis escapulo humeral (hombro)
Túnel carpiano
Osteoartritis
Dolores menstruales

Fitness, Belleza y Bienestar

Lipolisis anticelulitis pierna
Drenaje piernas
Reafirmación piernas
Tonificación piernas
Modelado piernas
Drenaje faja abdominal post-parto
Lipolisis faja abdominal post-parto
Tonificación faja abdominal post-parto

Prevención

Prevención tobillo
Prevención rodilla
Prevención muscular cuádriceps
Recuperación tono muscular miembros inferiores
Recuperación tono muscular hombro
Prevención hombro
Prevención codo
Recuperación tono muscular miembros superiores
Recuperación tono muscular tobillo

Rehab

Refuerzo vasto medial
Tobillos hinchados
Hemiplejia miembros superiores
Hemiplejia miembros inferiores
Recuperación post-operación LCA
Recuperación funcional miembros inferiores
Atrofia cuádriceps con prótesis
Prevención sublux. hombro
Espasmos musculares
Esclerosis múltiple - flexores extensores pierna
Esclerosis múltiple - flexores extensores tobillo

Incontinencia

Incontinencia mixta
Incontinencia stress
Incontinencia urge

Ionoforesis

Ionoforesis