

MAGNUM 3000

MAGNETOTERAPIA

63 PROGRAMAS

31 Salud-Rehab - 8 Belleza-Fitness - 24 Easy Programs

- **NUEVO HARDWARE:** diseño profesional y máxima portabilidad gracias a la batería recargable en dotación.
- **POTENCIA GAUSS:** 500 Gauss de pico (250 x 2 canales); 200 Gauss medios (100 x 2 canales). Potencia regulable con step de 5.
- **PANTALLA:** una amplia pantalla gráfica **retroiluminada** permite la visualización de todos los parámetros y la facilidad de comandos hace al aparato completo y fácil de utilizar.
- **TIPO DE TERAPIA:** aparato para magnetoterapia a campos magnéticos pulsátiles de baja frecuencia.
- **SOLENOIDE DE NUEVA GENERACIÓN:** posibilidad de tratar las patologías en modalidad profunda o superficial gracias a su especial solenoide nacido de la investigación Globus con la colaboración de los más importantes estudios de fisioterapia. Permite tanto el tratamiento de superficies extensas como la espalda, que las superficies pequeñas como la muñeca.
- **63 PROGRAMAS PRESTABLECIDOS**
- **10 PROGRAMAS MEMORIZABLES**
- **CANALES DE SALIDA:** 2 canales
- **FRECUENCIA REGULABLE:** de 5 a 200 Hz
- **ALIMENTACIÓN:** red 220V y batería recargable
- **DIFUSORES en dotación:**
 - 2 en tejido dimensiones alrededor de 30 x 10 cm. Estos especiales difusores, patentados, permiten tanto la superposición como la oposición del campo electromagnético
 - 1 en tejido, dim. 40 x 15 cm
- **DIFUSORES opcionales:** en goma, higienizable, dimensiones 12,5 x 11,5 cm



CE
0476

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Canales: 2 CANALES independientes
 Intensidad: 500 Gauss de pico totales; 100 Gauss de media por canal
 Frecuencia regulable: 5-200 Hz step de 5
 DutyCycle: 5-100% step de 5
 Alimentación: a red 220V y batería recargable
 Pantalla RETROILUMINADA gráfica de grandes dimensiones y sistema de navegación EASY-PRO con teclado joypad
 Dispositivo en Clase II A
 Conforme a la directiva 93/42/CEE - 2007/47/CEE

DOTACIÓN

1 bolso
 3 difusores Mórvidos Flexibles y Extensibles
 1 unidad magnetoterapia Magnum XL pro
 1 alimentador
 1 manual de uso

MAGNUM 3000

Lista programas

SALUD-REHAB

Fracturas
Fracturas Hombro
Fracturas Clavícula
Fracturas Cuello Femoral
Fracturas Antebrazo
Fracturas Pelvis
Fracturas Muñeca
Fracturas Tibia
Fracturas Escafoides
Manguito de Rotadores
Túnel Carpiano
Osteoartritis Rodilla
Osteoartritis Cervical
Osteoartritis Mano
Osteoartritis Cadera
Osteoartritis Hombro
Osteoartritis Columna
Dolor de espalda
Artrosis
Prótesis Cadera
Retraso en la consolidación de la fractura
Osteoporosis
Post-operación LCA
Limpieza cartílago
Artroplastia Rodilla
Úlcera piel
Epicondilitis

BELLEZA-FITNESS

Drenaje Abdomen
Drenaje Miembros Superiores
Drenaje Muslos, Glúteos y Caderas
Celulitis Abdomen
Celulitis Miembros Superiores
Celulitis Muslos, Glúteos y Caderas
Estados Edematosos
Piernas Hinchadas
Tratamiento Reactivante
Regeneración de los tejidos
Acné
Cicatrices
Arrugas rostro
Estrías

EASY PROGRAMS

24 programas con parámetros preestablecidos