

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA

80 PROGRAMMI

16 Dolor – 20 Rehab - 18 Salud - 13 Rehab-Sport – 13 Estética – 10 Memorizables

- **TIPO DI TERAPIA:** aparato para magnetoterapia a campos magnéticos pulsátiles de baja frecuencia
- **SOLENOIDE DE NUEVA GENERACION:** posibilidad de tratar las patologías en modalidad profunda o superficial gracias a su especial solenoide nacido de la investigación Globus con la colaboración de los más importantes estudios de fisioterapia. Permite tanto el tratamiento de superficies extensas como la espalda, que las superficies pequeñas como la muñeca
- **80 PROGRAMAS PRESTABLECIDOS**
- **10 PROGRAMAS MEMORIZABLES**
- **POTENCIA GAUSS:** 0-175 Gauss de pico por canal (2 canales); 0-100 Gauss medios por canal (2 canales); Potencia regulable con step de 5
- **CANALES DE SALIDA:** 2 canales
- **FRECUENCIA REGULABLE:** de 5 a 200 Hz
- **ALIMENTACION:** a red 220V
- **DIFUSORES en dotación:** 2 en tejido dimensiones alrededor de 30 x 10 cm. Estos especiales difusores, patentados, permiten tanto la superposición como la opción del campo electromagnético
- **DIFUSORES opcionales:** en goma, higienizable, dimensiones 12,5 x 11,5 cm
- **DISPLAY:** un amplio y luminoso display gráfico permite la visualización de todos los parámetros y la facilidad de comandos hace al aparato completo y fácil de utilizar

• APLICACIONES ESPECIFICAS

ACCION ANTI ENVEJECIMIENTO TEJIDOS
 TRATAMIENTOS PARA PATOLOGIAS VENOSAS
 TRATAMIENTOS DERMATOLOGICOS
 TRATAMIENTOS ORTOPEDICOS
 TRATAMIENTOS GINECOLOGICOS
 TRATAMIENTOS ZONA FACIAL
 TRATAMIENTOS MUSCULARES
 TRATAMIENTOS OSEO-TENDINOSOS



CARACTERISTICAS TECNICAS

Canales: 2 CANALES independientes
 Intensidad: 175 Gauss de pico por canal; 100 Gauss de media por canal
 Frecuencia regulable: 5-200 Hz step de 5
 DutyCycle: 5-100% step de 5
 Alimentación: a red 220V
 Display gráfico de grandes dimensiones y sistema de navegación EASY-PRO con teclado joyypad
 Dispositivo en Clase II tipo BF
 Standard: EN 60601-1 EN60601-1-2 EN 60601-1-4
 Conforme a la directiva 93/42/CEE

DOTACION

1 estuche
 2 difusores Mórvidos Flexibles y Extensibles (largo min. 30, max. 40 x ancho 10 cm cadauno)
 1 unidad magnetoterapia Magnum XL pro
 1 alimentador
 1 manual de uso



GLOBUS

MAGNUM XL PRO

Lista de programas

SALUD

Dermatitis
Cicatrización retardada
Llagas y úlceras
Psoriasis
Lesiones nerviosas
Disturbios arteriosos
Hormigueo — manos calientes/frías
Asma y bronquitis
Disfunciones Ginecológicas
Disturbios climaterio
Impotencia sexual
Prostatitis/m. Urogenitales
Disturbios geriátricos
Enfermedades metabólicas
E. Reumáticas degenerativas e inflamatorias
Cólicos abdominales
Osteopatía
Rinitis y sinusitis

REHAB-SPORT

Bursitis
Tendinitis
Desgarros musculares
Ematomas
Contusiones
Distorsiones
Miositis
Atrofia muscular
Distorsión tobillo
Meniscopatia rodilla
Distorsión rodilla
Epicondilitis y bursitis del codo
Periartritis escapulo humeral/lesiones

ESTETICA

Drenaje abdomen y miembros superiores
Drenaje muslo - glúteos - caderas
Celulitis abdomen y miembros superiores
Celulitis muslos -glúteos - caderas
Estados edematosos
Tratamientos piernas y pies hinchados
Tratamientos Reactivantes
Tratamiento Tonificación tejidos
Acné

Cicatrices
Arrugas faciales
Estrías
Venas varicosas

DOLOR

Cefalea
Cefalea vasomotora
Dolor de cabeza - migraña
Dolores columna vertebral
Lumbalgia
Ciática
Dolores planta del pie
Neuralgia miembros inferiores
Dolores miembro fantasma
Dolores intercostales
Dolores menstruales
Erpes Zoster
Gingivitis — dolor de muelas - estomatitis
Neuralgia del trigémino
Dolores musculares
Síndrome de Ménière - mareos

REHAB

Artritis
Artropatías agudas
Artropatías degenerativas
Artrrosis
Artrrosis cervical
Artrrosis rodilla
Artrrosis mano
Artrrosis muñeca
Artrrosis dedos
Artrrosis hombro - luxación
Artrrosis lumbar - dolores de espalda
Artrrosis caderas
Fracturas
Retraso consolidación fractura
Fractura con riesgo de pseudoartrosis
Luxación
Algodistrofia (Síndrome de Sudek)
Síndrome de Reynaud
Osteoporosis
Tortícolis



GLOBUS

GLOBUS ITALIA S.R.L. - Via Vittorio Veneto 52 – 31013 Codognè (TV) - ITALY

Tel (+39)0438.7933 – Fax (+39)0438.793363 - info@globuscorporation.com – www.globuscorporation.com