


# Dmed® isis 50 F

## DONNÉES TECHNIQUES

## LAMPES DE SOINS

EQUIPEMENT	1 x lampe halogène QT12 50W GY6.35 12V - D68615000
RENDMENT LUMINEUX	54 000 Lux / 0,8 m
CHAMP D'ÉCLAIREMENT À 0,8 M	Ø 15 cm
INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)	>= 90
TEMPERATURE DE COULEUR	env. 4300 K
APPAREILLAGE	transformateur électronique
CORDON D'ALIMENTATION	env. 3 m fiche bipolaire
TÊTE DU LUMINAIRE	polyamide & polycarbonate (PA & PC)
POIDS (NET)	env. 17.0 kg
PUISSANCE ABSORBÉE	env. 65 W
COMPENSATION D'ARTICULATION	ressort (compensation de poids)
CLASSE DE PROTECTION	II
NORMES	EN 60601-1, EN 60601-2-41
PARTICULARITÉS	filtre de correction chromatique (4300 K), poignée stérilisable
FIXATION	piètement à roulettes
N° COMMANDE	D14574000 - blanc pur



## RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

## DESSIN TECHNIQUE

distance de mesure : 0.8 m

