

SOLUTION DE CONTRÔLE POUR GLUCOMÈTRE SPENGLER TB 100



Réf. 745012



SOLUTION DE CONTRÔLE POUR GLUCOMÈTRE SPENGLER TB 100



Réf. 745012

La solution de contrôle permet d'assurer un contrôle périodique des bandelettes et du glucomètre SPENGLER TB 100.

- Moyen de suivi du taux de glucose présent dans la structure sanguine
- A utiliser dans les 3 mois après ouverture (à conserver entre 4°C et 30°C)
- Conditionnement : Flacon solution de contrôle 4 ml, vendu à l'unité

Retrouvez notre kit complet Kit complet Glucomètre SPENGLER TB 100 (réf. 745000).

La solution de contrôle est une solution aqueuse de glucose contenant de petites quantités de composants non réactifs et de colorant alimentaire et utilisée pour vérifier la précision de l'ensemble du système de contrôle de la glycémie. Le test avec solution de contrôle sert à vérifier les performances du glucomètre, de la bandelette de test et de vos procédures d'analyses. Utilisez le même modèle de bandelette de test de contrôle et de glucomètre.

La vente de ce matériel médical est réservée aux établissements de santé, médecins et cabinets médicaux.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	DMDIV (diagnostic In Vitro)	
Marquage :	CE0537	Code barres :	3700446041670
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	38220000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	11,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	16,4
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	5,2
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,220
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	4	Température maxi :	30
Humidité mini :	0	Humidité maxi :	0



31/03/2022 03:29 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 745012