

# joleti


## Masque 3 plis JOLETI

Masque type IIR à 3 couches CE EN 14683 - 2009

### Masque medical de type IIR: le plus haut niveau de filtration

- Masque jetable à usage médical non stérile
- Taux de filtration > 98%
- Taille 17,5cm x 9,5cm
- Pince nez en plastique pour un meilleur confort
  
- Conformes aux normes :
  - Directive EC 93/42 EEC Catégorie VII
  - EN 14683 - 2009 + AC:2019
  - YY/T 0969 - 2013

-L'usine possède l'ISO 13485:2016



### 3 Couches pour une meilleure filtration:

- Couche interne (SBPP): Textile non-tissé doux pour la peau - 25Gr
- Couche milieu (MB) melt-blown - non tissé - 25Gr
- Couche externe (SBPP): Textile non-tissé - 25Gr

Les masques sont vendus par boîte de 50 masques  
Réf.14 09 030 001



Ces masques, déjà disponibles en France, ont reçu un excellent accueil de la part des utilisateurs.