



TYMPANOMÈTRES

# Timpani

## Tympanomètre de diagnostic

Timpani est un tympanomètre portatif permettant de réaliser une tympanométrie automatique, un test du réflexe stapédien ipsilatéral ainsi qu'une audiométrie tonale de dépistage. La vitesse du système de pompage à pression associée à l'écran tactile capacitif, qui offre une interface intuitive inégalée, permet au Timpani d'effectuer des examens rapides et précis des fonctions de l'oreille moyenne du patient.

## AVANTAGES

Avec sa sortie spéciale pour casque et son bouton de réponse patient, c'est également le seul appareil combiné portatif capable d'effectuer des examens d'impédance et d'audiométrie.

Timpani permet :

- tympanométrie automatique
- test de réflexe ipsilatéral (en option)
- audiométrie tonale en CA (en option)
- station d'accueil pour accélérer le téléchargement des données (opt.)
- imprimante thermique Bluetooth (en option)

## LES LICENCES :

La version de base de Timpani permet d'effectuer la tympanométrie de criblage en utilisant une tonalité de sonde de 226 Hz. Les licences disponibles en option sont les suivantes:

- **Licence de tonalité de sonde 1 kHz**

Pour effectuer la tympanométrie également sur les enfants

- **Licence Reflex - Basic**

Pour effectuer le test de réflexe acoustique homolatéral à 1 kHz

- **Licence Reflex - Plus**

Pour effectuer le test de réflexe acoustique ipsilatéral à 0,5, 1, 2 et 4 kHz

- Dépistage de l'audiométrie à tons purs



DESIGNÉ, CONÇU & FABRIQUÉ  
EN ITALIE PAR INVENTIS

## ACCESSOIRES OPTIONNELS :

Sur demande, Timpani peut être fourni avec sa station d'accueil, idéale pour abriter l'appareil, recharger la batterie plus rapidement et transférer des données vers le PC en même temps. En outre, il est possible d'imprimer les résultats de votre examen directement depuis l'appareil grâce à la mini imprimante thermique portable, disponible sur demande: la communication avec Timpani est sans fil, via une connexion Bluetooth.

## INTÉGRATION NOAH & MAESTRO :

Connectez simplement Timpani à un port USB de votre ordinateur, directement ou placez-le sur la station d'accueil et connectez la station au PC, et vous pouvez transférer les résultats des examens dans votre base de données Maestro ou Noah. Le logiciel Maestro est inclus.