

# Boules de coton hydrophile

REF : 31218, 31219

---

**PRODUIT :**

REF 31218, Boules de coton hydrophile, sachet de 500 boules.

REF 31219, Boules de coton hydrophile, sachet de 700 boules.

---

**COMPOSITION :**

100 % coton hydrophile.

---

**CARACTERISTIQUES :**

Conforme à la Pharmacopée Européenne.

---

**PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :**

Sous sachet.

| Boules de coton hydrophile |                   |                   |                                       |                         |                 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| REF                        | Poids d'une boule | Poids d'un sachet | Nombre moyen de boules dans un sachet | Conditionnement de base | Carton Standard |
| 31218                      | 0,6- 0,7 g        | 325 g             | 500                                   | 1 sachet                | 20 sachets      |
| 31219                      | 0,6- 0,7 g        | 450 g             | 700                                   | 16 sachets              | 16 sachets      |

---

**INDICATIONS :**

Nettoyage local de la peau sans plaie ouverte.

---

**MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Après ouverture du sachet, veiller à protéger les boules des contaminations extérieures.

Usage unique.

---

**STERILISATION :**

Produit non stérile.

---

**CONDITIONS DE STOCKAGE :**

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

---

**VALIDITE DU PRODUIT :**

5 ans si les conditions de stockage sont respectées.