


REF OMR389  
KM-1L-E



## KardiaMobile 1L

Moniteur ECG\* à dérivation unique pour un usage à domicile

 Réalisation d'un ECG en 30 secondes en toute simplicité

- ✓ Validé cliniquement<sup>(1)</sup>
- ✓ Connecté via l'application Kardia : enregistrement, visualisation, mémorisation des résultats et partage avec son médecin
- ✓ Enregistrement et mémorisation d'un électrocardiogramme à dérivation unique en 30 secondes
- ✓ Détection :
  - fibrillation atriale, tachycardie, bradycardie
  - rythme sinusal normal
- ✓ Facile à utiliser : sans câble, sans patch ni gel
- ✓ Discret, facile à transporter
- ✓ Nécessite de disposer d'un smartphone ou tablette compatible

Type d'ECG	Dérivation unique
Electrodes	Main gauche, main droite
Communication	Modulation de fréquence
Alimentation	Pile CR2016 (200 heures)
Livré avec	Appareil, pile incluse dans l'appareil, guide de démarrage rapide, pince pour téléphone, manuel d'utilisation, manuel d'utilisation de l'application Kardia, note d'information
Matériaux	Acier inoxydable, polycarbonate, ABS
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +45°C Taux d'humidité : 15 à 95%
Garantie	2 ans

**AliveCor®** Produit fabriqué par AliveCor  
Distribué par OMRON



### Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
			Appareil seul	Pack unitaire		
KM-1L-E	40 15672 11401 2	82 x 32 x 3,5 mm 18 g	108 x 155 x 43 mm 179 g	335 x 185 x 260 mm 2,3 kg	0°C à +40°C	10 à 95%

\* électrocardiogramme

(1) Heart Rhythm. 2018 Oct;15(10):1561-1565. «Assessing the accuracy of an automated atrial fibrillation detection algorithm using smartphone technology: The iREAD Study. William AD, Kanbour M, Callahan T, Bhargava M, Varma N, Rickard J, Saliba W, Wolski K, Hussein A, Lindsay BD, Wazni OM, Tarakji KG. Department of Cardiovascular Medicine, Cleveland Clinic

KardiaMobile 1L est un dispositif permettant de réaliser un électrocardiogramme à dérivation unique, destiné au grand public et aux professionnels de santé. Dispositif médical réglementé de classe IIa portant le marquage CE0123. Fabriqué par AliveCor et distribué par OMRON Healthcare Co., Ltd. Consulter la notice pour plus d'informations.