

SÉRIE PICASSO



PICASSO CLUB



Art. 240009 - Proclive - déclive

Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages et soins médicaux

Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

- Table à deux plans avec **dossier proclive-déclive** assisté par vérin à gaz
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Commande par poignée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable électriquement de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kgs
- Dimensions: 209 x 64 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 40



OPTIONS



240009 P



240009 R



240009 PR



220170 C