



FAUTEUIL GYNÉCOLOGIQUE « LE QUESNOY »
(RÉFÉRENCES : 3800/0 – 3850/0 – 3810/0 & 3860/0)



BVCert. 6246287



CARACTÉRISTIQUES:

- Fauteuil en 3 parties.
- Procline/décline.
- Hauteur variable avec 2 colonnes électriques de 620 à 1020 mm.
- Sellerie plate.
- Jambière réglable par vérin à gaz.
- Coussin de tête.
- Equipée d'une paire de douilles pour étriers (**inclus paire de soutiens jambe en mousse de PU ou étriers en inox**).
- Cuvette inox.
- Commande manuelle.
- Porte rouleau.
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3.
- Moteur classe II.

DIMENSIONS:

- H. tout: L. 1750 × l. 800 × H. 620/1020 mm.
- Dossier: L. 720 × l. 600 mm.
- Assise: L. 450 × l. 600 mm.
- Jambière: L. 280 x 600 mm.
- Poids du fauteuil: 90 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. **(ROTULES/PU)**
- Protection PVC cristal transparent pour jambière ou assise. **(PROTEC)**
- Douille + coulisse chromée pour porte sérum. **(2050/D)**
- Tige porte sérum, 2 crochets. **(2050/80)**
- Echancrure sur assise du divan. **(ECHANC/3PLANS)**
- Commande au pied 4 touches pour 3850/0 & 3860/0. **(CDEPIEDGYNECO1)**
- Commande au pied 6 touches pour 3800/0 & 3810/0. **(CDEPIEDGYNECO2)**
- Motorisation bluetooth (commande manuelle sans fil). **(CDEMAN/BLUETOOTH)**

DIFFÉRENTS MODÈLES:

- **Avec 4 roulettes de Ø 100 mm à frein.**
- (réf: **3800/0**) Moteurs permettant l'élévation de l'assise, inclinaison du dossier et position de Trendelenburg.
- (réf: **3850/0**) Moteurs pour élévation de l'assise et position de Trendelenburg (**dossier réglable par vérin à gaz**).
- **Avec blocage centralisé des roulettes.**
- (réf: **3810/0**) Moteurs permettant l'élévation de l'assise, inclinaison du dossier et position de Trendelenburg.
- (réf: **3860/0**) Moteurs pour élévation de l'assise et position de Trendelenburg (**dossier réglable par vérin à gaz**).