



CARACTÉRISTIQUES:

- Structure bâti rond, époxy blanc.
- Sellerie tendue, épaisseur 120 mm.
- Crochet porte urine.
- Paires de douilles pour porte sérum.
- Capot abs fixé derrière le dossier et la jambièrre.
- Dossier et jambièrre synchrones et réglables par vérin à gaz, commande bilatérale.
- Equipé de 2 gouttières de prélèvement en mousse de polyuréthane noir, réglables en hauteur et en inclinaison.

DIMENSIONS:

- Dossier: H. 810 × l. 520 mm.
- Assise: P.420 × l. 520 mm.
- Jambière: L. 280 × l. 520 mm.
- Accotoirs: L. 400 × l. 120 mm – épaisseur 40 mm.
- Hauteur d'assise : 480 mm.
- Poids du divan: 30 kg.
- Poids supporté: 180 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Tige porte sérum. (Réf: 2050/80)
- 2 roulettes de déplacement. (Réf: 3122/ROUL)
- 4 roulettes diamètre 100 à frein. (Réf: 2160/R)
- Tablette à manger. (Réf: 3512/0)
- Système de rotules pour les accoudoirs en mousse de PU. (ROTULES/ACC)
- Coussin amovible avec sangle velcro. (3122/COUSSIN)
- Protection cristal transparente pour assise ou jambièrre. (PROTEC)