

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT ROISEL
(RÉFÉRENCE : 1971/PREL)



CARACTÉRISTIQUES:

- Structure bâti époxy noir mât.
- Assise et dossier avec carter thermoformé noir.
- Equipé de 2 gouttières de prélèvement en PVC réglables en hauteur, en profondeur et inclinables. **(gouttières coulissants sur un rail)**

DIMENSIONS:

- Dossier: L. 360 × l. 450 mm.
- Assise: L. 480 × l. 450 mm.
- Hauteur d'assise: 500 mm.
- Poids: 15 kg.
- Poids supporté: 150 kg.
- Dimensions h. tt: L. 490 × l. 540 mm.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS :

- Système de rotules pour les accoudoirs en PVC. **(ROTULES/ACC)**