

**PARAVENT 3 PANNEAUX SUR ROULETTES – BÂTI ÉPOXY**  
**(RÉFÉRENCE : 880/3E)**

**CARACTÉRISTIQUES:**

- Paravent 3 panneaux pliables.
- Bâti en tube rond, Ø 22 mm.
- Equipé de 6 roulettes.
- Longueur totale dépliée: 1800 mm.
- Hauteur: 1600 mm.
- Largeur d'un panneau: 600 mm.
- Poids du paravent: 12 kg.
- Garantie: 3 ans hors tissus et pvc.



**DIFFÉRENTS MODÈLES:**

**PIÈTEMENT ÉPOXY (différents choix de coloris pour le bâti):**

- (réf: 880/3E/P) Toile PVC M1 (polypropylène): blanc.
- (réf: 880/3E/S) SURE CHECK (antibactérien): blanc, bleu, rose, vert, dune, beige.

COLORIS DE «BÂTIS»

ALUMINIUM 9006	ARDOISE 7021	AZUR 5000	BLANC 9016	CAMÉLIA 3000	CIEL 5024	CLEMENTINE 2001

FOUGÈRE 6028	GALET 7004	GRIS 7047	IVOIRE 1013	MARINE 5011	NOIR 9005	NUAGE 7035	SAFRAN 1007	VERT 6016

> SURECHECK

BLANC	DUNE	BEIGE	ROSE	BLEU	VERT