



CARACTÉRISTIQUES:

- Table à hauteur fixe de 500 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Mousse assise densité 28 kg/m³.

DIMENSIONS:

- Hors tt: L. 2000 × l. 1200 × H. 500 mm.
- Poids du divan: 60 kg.
- Poids supporté: 200 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Jeu 4 roulettes (∅ 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées, + 8 cm). (2160/R)
- Jeu 4 roulettes double galet (∅ 75 mm à frein) (H. max/mini modifiées). (2180/R)
- Jeu 4 roulettes double galet (∅ 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées). (2190/R)
- Dossier réglable par vérin à gaz. (TETELEC)