

# SÉRIE CHAGALL




## CHAGALL 3 NEO - Art. 240000 - 3 plans Élévation rapide en 34 secondes. Dossier assisté par vérin électrique

Table multifonctions à hauteur variable assistée par deux vérins électriques et deux vérins à gaz. Pour traitement, kinésithérapie, massages

*Version présentée avec options cadre de commande et roulettes*

- Table à deux articulations et trois plans
- Deux vérins électriques avec force de poussée de **8000N** et **6000N** (dossier)
- Plan jambier assisté par deux vérin à gaz
- Commande par poignée
- Revêtement et expansé non feu classe IM 1, lavable
- Hauteur réglable de 49 à 94 cm
- Clé de commande sécurisée
- Positions Trendelenburg et cyphose
- Charge de travail en sécurité : 250 kgs
- Dimensions: 196 x 65 x 49 Δ 94 cm
- Dispositif médical

**Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 48**



### OPTIONS

