

Female Geriatric Care Mannequin

Fonctions du produit

1. Lavage des cheveux et du visage
2. Observation des pupilles : l'écran LCD des pupilles est de type CSTN pseudo-couleur, 65 000 couleurs, RGB. La plage de diamètre est de 1 à 9 mm. Simule librement les états des pupilles : normal, mydriase, myose, etc. ;
3. Lavage et administration de médicaments aux yeux et aux oreilles
4. Retrait et insertion de prothèse auditive
5. Soins de la cavité buccale et des dents artificielles
6. Intubation endotrachéale : surveillance automatiquement la correction de l'intubation endotrachéale par capteur ; prend en charge l'auscultation pour détecter le site d'intubation ;
7. Soins de l'incision trachéale
8. Aspiration de crachat
9. Administration d'oxygène
10. Alimentation orale et nasale

11. Gastrolavage
12. Ponction veineuse, injection, transfusion (bras)
13. Injection sous-cutanée au deltoïde
14. Injection au vaste latéral
15. Ponction thoracique, abdominale, hépatique, médullaire et lombaire
16. Enémo
17. Catétérisation urinaire masculine/féminine
18. Injection vésicale masculine/féminine
19. Examen de la prostate masculine (avec prépuce)
20. Drainage de stomie
21. Colostomie
22. Injection intramusculaire aux fesses
23. Ulcère sacré de grande superficie
24. Contraste de tumeur cancéreuse
25. Contraste de lignes de clivage
26. Soins holistiques : bain d'éponge, changement de vêtements, thérapie froide et chaude
27. Articulations des membres réalistes, articulations simulées raides, tronc peut s'incliner vers l'avant, peut être assis dans un fauteuil roulant :
 - a. Tronc : rotation, souplesse
 - b. Cou : rotation, souplesse, courbure latérale
 - c. Épaules et fesses : adduction, abduction, rotation, souplesse

- d. Coude : rotation interne, rotation externe
 - e. Genou : rotation interne, rotation externe
 - f. Poignet : rotation interne, souplesse, étirement, flexion
 - g. Cheville : inversion, éversion, adduction, abduction
28. Mesure non invasive de la pression artérielle :
- a. La pression systolique et diastolique peuvent être réglées individuellement par pas de 1 mmHg
 - b. Pression systolique 0-300 mmHg, pression diastolique 0-300 mmHg
 - c. Volume du son de Korotkoff en dix niveaux, 0-9

Entretien et garantie

1. Après l'entraînement opérationnel de la SCH, du gastrolavage, de l'énémo et de la catétérisation masculine et féminine, il faut vider les résidus du canal de reperfusion, de l'intestin et de la vessie.
2. Si le modèle n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être nettoyé, emballé et stocké

dans un endroit frais et sec pour prolonger sa durée de vie.

3. Le modèle est de type assemblé, veuillez à prendre soin des écrous lors du démontage, des pièces de rechange sont disponibles.
4. Nous garantissons la bonne réparation du modèle. La période de réparation gratuite est d'un an à compter de la livraison.