

# TENSONIC BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER

Réf. DSP527500



# TENSONIC BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Réf. DSP527500

## La précision SPENGLER en version électronique

Le tensiomètre au bras TENSONIC est conçu pour un suivi thérapeutique régulier.

--

### TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Détecteur d'arythmie
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

### FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- Grand écran rétro-éclairé avec indicateur tricolore de risque OMS.
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

### USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option

L'opération DEPIST HTA initiée par la fondation de recherche sur l'hypertension artérielle recommande l'utilisation du tensiomètre électronique TENSONIC.

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446022624

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,770

Poids conditionnement (kg) : 0,765

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 55

Humidité mini : 15

Humidité maxi : 90



21/10/2021 21:52 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSP527500

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.