



Spengler

DEPUIS 1907



Mobi

**TENSIOMÈTRE
& BRASSARD
PROFESSIONNELS**



Spengler

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89
Mail : contact@spengler.fr



TUBULURE LIFE LINK
LIFE LINK TUBE

LIFE LINK® Clic & Connect

La nouvelle tubulure "LIFE LINK®" permet le changement de brassard en moins d'une seconde grâce à ses connecteurs aimantés.

Adaptez le brassard à la morphologie du patient et gagnez en précision.



AMBIDEXTRE
AMBIDEXTROUS

Mobi est spécialement étudié pour être ambidextre, choisissez votre configuration et changez la position de la valve de décompression, de la connectique "LIFE LINK®" et de la cuillère.



POIRE ERGO
ERGO PUMP

La poire Ergonomique est adaptée à tous les types de mains et offre un gain de volume de 11% sur les poires traditionnelles.



VALVE DE PRÉCISION
PRECISION VALVE

MOBI est équipé d'une valve de décompression dont la forme est étudiée pour offrir la meilleure sensibilité lors de la décompression mais aussi une très bonne ergonomie et prise en main.



RÉSISTANT AUX CHOCS
SHOCK RESISTANT

Ce qui rend le Mobi résistant aux chocs, c'est la double coque interne qui isole de la coque externe le mécanisme. Résistance dans le temps : l'ABS et le recouvrement de la partie arrière en élastomère lui confère une bonne durabilité. La vitre avant est protégée par les retours de la coque plastique



BRASSARD FACILE
EASY CUFF

Il intègre la connectique révolutionnaire "LIFE LINK®" et permet une lecture instantanée de l'index. Conçu en revêtement TPU, le brassard MOBI offre un gain de poids et une grande facilité de nettoyage.



DÉSIGNATION

- **Mobi carbone avec brassard adulte (M)**
- **Mobi myrtille avec brassard adulte (M)**
- **Mobi corail avec brassard adulte (M)**
- **Mobi rose poudré avec brassard adulte (M)**

RÉFÉRENCE

- 513 702
- 513 700
- 513 701
- 513 703

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE :

> Tensiomètres mécaniques : classe I fonction mesurage,

> Les tensiomètres Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les tensiomètres Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 3 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de

conception) par notre service après-vente.

CONTRÔLE MÉTROLOGIQUE

Ce tensiomètre est un dispositif médical professionnel de précision. Il est recommandé d'en faire contrôler le bon fonctionnement et la précision tous les 2 ans.

