

Medicomp® S 30

Compresses nontissé stériles



Référence	Taille ou dimensions
411049	7,5 x 7,5 cm
411050	10 x 10 cm
411051	5 x 5 cm
411052	7,5 x 7,5 cm
411053	10 x 10 cm

Produit

Compresses en nontissé, 30 g/m², 4 plis, stériles.

Indications / Classification

Pour le soin général des plaies. A utiliser en tampons ou en compresses pour des interventions en milieu hospitalier ou ambulatoire.

Medicomp® S 30 est un dispositif médical de classe IIa (TÜV - 0123).

Spécifications

Composition :

Composition : 70 % viscose - 30 % polyester environ

Caractéristiques :

Caractéristiques physiques :

Poids (EN ISO 9073-1) : 30 g/m² environ

Capacité d'absorption (EN 1644-1) : > ou = 750 % avant stérilisation

Temps d'immersion (EN 1644-1) : < 10 s

Résistance à la rupture (EN ISO 9073-3) (avant stérilisation) :

- sens marche : > ou = 33 N/5 cm

- sens travers : > ou = 5 N/5 cm

Allongement (EN ISO 9073-3) :

- sens marche : 18 % minimum

- sens travers : 100 % minimum

Fluorescence (EN 1644-1) : conforme

Caractéristiques chimiques :

Tensioactif (EN 14079) : < ou = 2 mm

Taux de substances solubles dans l'eau (EN 1644-1) : < ou = 0,5 %

Taux de substances solubles dans l'éther (EN 1644-1) : < ou = 0,4 %

Acidité et alcalinité contrôlées (EN 1644-1) : 6 < ou = pH < ou = 8

Perte à la dessiccation (EN 14079) : < ou = 8 %

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
411049	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 15 cm environ
411050	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 20 x 20 cm environ
411051	5 x 5 cm	Dimensions pliées : 5 x 5 cm environ Dimensions dépliées : 10 x 10 cm environ
411052	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 15 cm environ
411053	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 20 x 20 cm environ



Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

En blister pelable papier/film, puis en boîte distributrice et en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / blister	Nb blisters / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
411049	7,5 x 7,5 cm	2	100	24	12
411050	10 x 10 cm	2	100	12	12
411051	5 x 5 cm	5	40	24	28
411052	7,5 x 7,5 cm	5	40	24	14
411053	10 x 10 cm	5	40	12	24

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions blister	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
411049	7,5 x 7,5 cm	112 x 97 mm	114 x 100 x 280 mm	625 x 480 x 295 mm	1200 x 800 x 1920 mm
411050	10 x 10 cm	137 x 122 mm	140 x 125 x 280 mm	520 x 443 x 295 mm	1200 x 800 x 1920 mm
411051	5 x 5 cm	87 x 72 mm	89 x 74 x 235 mm	470 x 380 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm
411052	7,5 x 7,5 cm	112 x 97 mm	114 x 100 x 235 mm	625 x 480 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm
411053	10 x 10 cm	137 x 122 mm	140 x 125 x 232 mm	520 x 433 x 250 mm	1200 x 800 x 1882 mm

Stérilisation

A la vapeur d'eau.
Durée de vie : 5 ans.