

# Heartsine Samaritan PAD

Modèles de formation



# HeartSine®

Inventor. Innovator. Lifesaver.

Les DAE de formation Samaritan PAD sont faciles à utiliser et guident l'utilisateur à toutes les étapes du processus de réanimation sans avoir à administrer de choc. La télécommande polyvalente vous permet de passer facilement d'un scénario à l'autre.

Il existe 3 modèles de formation Samaritan PAD

- Samaritan PAD 350P - semi-automatique
- Samaritan PAD 360P - entièrement automatique
- Samaritan PAD 500P - semi-automatique avec assistance à la réanimation

Autonomie de 7 heures d'utilisation en continu.

Indicateur de niveau de batterie.

6 scénarios possibles.



Bouton pause permettant au formateur de donner des explications complémentaires.

4 niveaux de volumes.

Batterie rechargeable en à peine 4 heures.

## Contenu du set de formation

- Le modèle de formation Samaritan PAD.
- Un sac de transport.
- 5 paires d'électrodes de formation.
- Un Padpak de formation.
- Une télécommande avec piles AAA.
- Un adaptateur pour recharger le DAE.



## Facile à utiliser

Remplacement facile et rapide des électrodes et câbles après chaque formation grâce à son système de rembobinage