


REF OMR375  
HEM-7530T-E3



## Complete

Tensiomètre et moniteur ECG à dérivation unique  
2 en 1 pour un usage à domicile

 2 mesures prises simultanément et en toute simplicité avec un seul appareil, pour des résultats de tension artérielle et d'ECG fiables<sup>(1)</sup> et instantanés

- ✓ Validé cliniquement<sup>(1)</sup>
- ✓ Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin
- ✓ Détection avec précision<sup>(1)</sup> :
  - de la fibrillation atriale, la tachycardie, la bradycardie et la normalité du rythme cardiaque
  - de l'hypertension et l'hypotension
  - du rythme sinusal normal
- ✓ Affichage des résultats de pression artérielle sur le moniteur, puis transfert sur le smartphone jumelé
- ✓ Affichage des courbes d'ECG et du résultat de l'analyse sur le smartphone jumelé
- ✓ Facile d'utilisation et intuitif
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Indicateur d'installation correcte du brassard
- ✓ Compatible avec le brassard pour les petits bras (17-22 cm)
- ✓ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Mémoire : 90 mesures de tension artérielle

Type de brassard	Souple
Taille brassard	22-42 cm
Bluetooth	Oui
Date/Heure	Oui (interne, non affichée)
Alimentation	4 piles AA 1,5 V (300 mesures) ou adaptateur secteur
Livré avec	Moniteur, brassard, piles, Housse de rangement, manuel d'utilisation, instructions d'utilisation, carnet de tension artérielle
Matériaux	Moniteur : ABS, Polycarbonate, SUS304 Brassard : PVC, Polyester, Nylon, Coton, ABS
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 15 à 90%
Garantie	Moniteur 3 ans Accessoires 1 an

Smartphone non fourni avec l'appareil



### Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids				Conditions de stockage /transport	
		Produit		Packaging		Température	Taux d'humidité
		Moniteur seul	Brassard	Pack unitaire	Master carton (6 ex.)		
HEM-7530T-E3	40 15672 11286 5	232 x 98 x 123 mm 550 g (sans piles)	145 mm x 594 mm (tube à air : 610 mm) 170 g	246 x 160 x 140 mm 1,63 kg	511 x 306 x 287 mm 10,7 kg	- 20°C à +60°C	10 à 90%

### Accessoires compatibles

Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation	Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation
OMR025	HEM-CS24	Brassard 17-22 cm	OMR121	HHP-CM01	Adaptateur secteur
OMR199	HEM-RML31	Brassard souple 22-42 cm			

(1) Senoo K. et al. Diagnostic Value of Atrial Fibrillation by Built-in Electrocardiogram Technology in a Blood Pressure Monitor. May 2020 Circulation.  
Le tensiomètre avec fonction ECG Complete d'OMRON est un dispositif de contrôle de la tension artérielle et de réalisation d'électrocardiogramme à dérivation unique destiné au grand public et aux professionnels de santé. Dispositif médical réglementé de classe IIa portant le marquage CE0197. Fabriqué par OMRON Healthcare Co., Ltd. Consulter la notice pour plus d'informations