

## Test Enfant

Lecture directe à 5m ou  
inversée à 2,5m dans un  
miroir

Ref. T8



### CARACTERISTIQUES

L'Echelle Enfant permet l'évaluation de l'acuité visuelle par lecture directe à 5 m ou par lecture inversée dans un miroir à 2,5m.

- 3 plaques de PVC blanc
- Chaînette de suspension en acier
- 2 anneaux de liaison en acier entre chaque plaque
- Dimensions (LxH): 240 x 180(x3) mm
- Dimensions totales avec chaînette (LxH) : 240 x 625 mm
- Epaisseur: 1,3 mm
- Poids : 145g
- Impression : couleur noire



Dispositif médical de diagnostic (classe I).  
Marquage CE autorisé selon directive  
européenne 93/42/CEE  
et CE.M. 89/336/CEE.