

# Sangle Universelle


AVEC TÊTIÈRE

Réf. : FC170074-S/M/L/XL

- Pour des transferts confortables.
- **Forme en U** pour une mise en place et un retrait aisés.
- Rembourrage mousse au niveau des jambes pour un confort maximum.
- Pour transferts lit/fauteuil/lit et ramassage au sol.
- Poignées dorsales pour aider au positionnement.
- **4 positions d'attaches** pour un réglage adapté.
- **Avec têtère** pour un soutien optimal de l'utilisateur.
- **4 tailles disponibles** : S / M / L / XL



Poids de la sangle :  
de 0,9 à 1 kg



Taille	S	M	L	XL
<b>A</b>	760 mm	890 mm	1030 mm	1160 mm
<b>B</b>	525 mm	585 mm	645 mm	710 mm
<b>C</b>	470 mm	550 mm	630 mm	710 mm
<b>D</b>	995 mm	1135 mm	1275 mm	1320 mm
<b>E</b>	1320 mm	1410 mm	1560 mm	1740 mm
<b>F</b>	150 mm	200 mm	255 mm	305 mm