

Sangle Toilette


AVEC TÊTIÈRE

Réf. : FC220271-S/M/L/XL

- Peut être utilisé pour l'hygiène personnelle et la toilette
- Rembourrage mousse au niveau des jambes pour un confort maximum.
- Recommandée pour les transferts en baignoire/toilettes/douche/piscine et le ramassage au sol.
- Poignée dorsale pour aider au positionnement.
- 4 positions d'attaches pour un réglage adapté.
- **Avec têtère** pour un soutien optimal de l'utilisateur.
- **4 tailles disponibles** : S / M / L / XL



Poids de la sangle :
de 0,9 à 1,2 kg




Taille	S	M	L	XL
A	740 mm	840 mm	930 mm	1020 mm
B	440 mm	500 mm	580 mm	640 mm
C	870 mm	950 mm	1020 mm	1100 mm
D	148 mm	168 mm	186 mm	204 mm
E	1310 mm	1450 mm	1600 mm	1740 mm

Sangle Toilette

SANS TÊTIÈRE

Réf. : FC220270-S/M/L/XL

- Peut être utilisé pour l'hygiène personnelle et la toilette
- Rembourrage mousse au niveau des jambes pour un confort maximum.
- Recommandée pour les transferts en baignoire/toilettes/douche/piscine et le ramassage au sol.
- Poignée dorsale pour aider au positionnement.
- 4 positions d'attaches pour un réglage adapté.
- **4 tailles disponibles : S / M / L / XL**



Poids de la sangle :
de 0,9 à 1,2 kg

Taille	S	M	L	XL
A	740 mm	840 mm	930 mm	1020 mm
B	840 mm	910 mm	1020 mm	1050 mm
C	290 mm	317 mm	340 mm	367 mm
D	148 mm	168 mm	186 mm	204 mm