



CARACTERISTIQUES : FORMA/LACERA

Livré sous forme d'un kit, la valise contient:

Le Trueclot® Lacération, 2 bouteilles avec bouchon, un tuyau de raccordement, une valve anti-retour, 4 poches de sang de simulation, 9 gazes hémostatiques Trueclot® et un mode d'emploi.

Dimensions de la plaie : 18,40cm * 15,25cm * 6,35cm

Dimensions de la mallette : 34,30cm * 25,40cm * 14,00cm

DESCRIPTION :

Le kit de formation aux hémorragies par lacération contient tout ce qui est nécessaire pour démontrer les techniques de packing des plaies. Le kit d'hémorragie comprend un simulateur de blessure par arme blanche. Nos simulateurs de tâches à basse fidélité sont conçus pour simuler le packing d'une plaie et démontrer l'utilisation de gazes hémostatiques avancées avec le simulateur de sang à décoagulation TrueClot® de LUNA. Des caillots de sang réalistes se forment sur la gaze et s'écoulent de la plaie lorsque la gaze et le simulateur de sang entrent en contact. Ces Task Trainers sont un excellent moyen d'initier les stagiaires et étudiants au contrôle réaliste des hémorragies pour les formations TCCC, TECC, TEMS, PHTLS.

Produits complémentaires :

- Sang de simulation pré-mélangé Trueclot® en bidon de 0,5 Gallon. (FORMA/BLOOD PM)
- Sang de simulation à mélangé Trueclot® 4x1 Litre. (FORMA/BLOOD)
- Gazes hémostatiques Trueclot®. (FORMA/GAUZE)
- Kit de simulation posé de garrot Trueclot®. (FORMA/TOURNIQUET)
- Kit de simulation de plaies par balles Trueclot®. (FORMA/HEMO)