

Référence :FORMA/BLOOD



CARACTERISTIQUES : FORMA

4 dosettes : à délayer pour faire 4x 1 litre
4 sachets Elimination : ordures ménagères.
Conservation : Température ambiante.
Allergies : Non.

Prêt à l'emploi : Oui.
Nettoyage : Eau et savon.
Stabilité : 12 mois.
Ne pas avaler

DESCRIPTION :

Le sang simulé TrueClot® de LUNA est un sang de coagulation simulé très réaliste à utiliser dans le cadre d'une formation réaliste aux traumatismes et au contrôle des hémorragies. L'utilisation de ce sang avec notre gaze hémostatique simulée dans un kit de simulation d'hémorragie permet d'obtenir une coagulation réaliste. Les caillots simulés pour le moulage ou la formation chirurgicale peuvent être créés à l'aide du simulant sanguin TrueClot® et de notre solution liquide de coagulation. Le sang de simulation TrueClot® est sûr et non dangereux, il se lave avec de l'eau et du savon sur la peau et les vêtements et peut être jeté dans une poubelle ordinaire. Le sang simulé ne coagule pas s'il n'entre pas en contact avec notre gaze hémostatique simulée ou notre solution de coagulation.

Produits complémentaires :

- *Gauzes de 3,6m pliées en Z par lot de 3 (FORMA/GAUZE12)*
- *Gauze de 1,2m pliées en Z (FORMA/GAUZE)*
- *Kit de formation hémorragies (FORMA/HEMO)*
- *Kit de formation lacération (FORMA/LACERA)*