

LE NOUVEAU

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE



**Spengler, marque incontournable de la
tensiométrie dévoile son dernier-né :**

NEOTENS® NOMAD

Avec son design ultra-compact et son affichage numérique LCD, le NÉOTENS® NOMAD est un tensiomètre poignet alliant simplicité d'utilisation et fiabilité.

Léger et pratique, il s'adapte parfaitement à toutes les situations : en cabinet, en visite ou à domicile. Sa mesure à la montée assure un confort optimal à chaque prise de tension. Spengler vous dévoile également son application mobile de suivi de mesures de la pression artérielle : **SPENGLER HTA**.



DESIGNED BY :
ATELIER PATRICK JOUFFRET

CE
0123

COMPATIBLE AVEC SPENGLER HTA
& **suivi** HTA DE LA SFRHTA
(Société Française de Recherche sur l'HTA)



SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEOTENS® NOMAD



PRISE DE MESURE À LA MONTÉE :
CONFORTABLE ET RAPIDE



INDICATEUR DE FRÉQUENCE
CARDIAQUE IRRÉGULIÈRE



MÉMOIRE HORODATÉE POUR UN MEILLEUR
SUIVI DES MESURES



2 UTILISATEURS AVEC
50 MÉMOIRES CHACUN



COMPATIBLE AVEC DES APPLICATIONS DE
SUIVI SPENGLER HTA ET SUIVHTA
(VIA SAISIE MANUELLE OU PHOTO)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage	Affichage numérique LCD - Taille : 32,5mm x 40,5mm (1,28" X 1,59")
Méthode de mesure	Oscillométrique avec mesure à la montée
Site de mesure	Poignet
Plage de mesure	Pression systolique : 60mmHg~260mmHg Pression diastolique : 40mmHg~200mmHg Pression artérielle : 0mmHg~299mmHg
	Pouls : 30 ~ 199 battements par minute
Précision	Pression artérielle : ± 3 mmHg Pouls : ± 5 %
Prise de mesure	Mesure à la montée. Rapide et confortable
Mémoire	50 Mesures x 2 utilisateurs
Détection de la fréquence cardiaque irrégulière	Oui
Mise hors tension automatique	Après 1 min d'inactivité
Détection de piles faibles	Oui
Alimentation	2 piles AAA de 1.5V de type alcaline
Durée de vie des piles	Environ 300 cycles de mesure
Conditions d'utilisation	Température : 5°C ~ 40°C (41°F~104°F) Humidité : 5%~93%RH Pression atmosphérique : 700 hPa~1060 hPa
Conditions de stockage	Température : -25°C ~70°C (-13°F~158°F) Humidité : $\leq 93\%$ RH
Poids (sans piles)	Environ 96g
Dimensions	Environ 70,9 mm x 70,9 mm x 26,5 mm (L x l x h)
Indice de Protection	IP22
Type de brassard	Poignet de circonférence 13,5 – 21,5 cm
Classe médicale	Dispositif médical de classe IIA (marquage CE)
Garantie	3 Ans
Contenu de la boîte	Un tensiomètre poignet, 2 piles AAA, une notice d'utilisation



DÉSIGNATION

● Tensiomètre électronique poignet NEOTENS® Spengler

RÉFÉRENCE

NEO100

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Les tensiomètres électroniques Spengler dont le NEOTENS®NOMADE sont des dispositifs médicaux de classe IIA. Ils sont conformes à la réglementation européenne en vigueur et répondent parfaitement aux exigences générales de sécurité et de performance.

Centre de support technique client

SPENGLER MEDICAL assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez vous sur le site Spengler dans la rubrique SAV ou contactez le +33 (0)4 42 90 31 31

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 3 ans (dans les conditions normales d'utilisation). Les pièces d'usure (piles) ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.