

## SYSTÈME DE STIMULATION

Réf. EDA445

### Systeme de stimulation EDAN S12



Garantie 3 ans



## Système de stimulation Edan S12

Le système de stimulation **Edan S12** est une solution complète et polyvalente pour la rééducation du plancher pelvien et la récupération post-partum. Avec ses deux canaux de stimulation électrique, cet **appareil portable** permet le traitement des dysfonctionnements musculaires, le renforcement du plancher pelvien et l'amélioration de la circulation sanguine. Pesant moins de 220g, l'Edan S12 se distingue par sa portabilité et sa facilité d'utilisation. Son écran LCD rétroéclairé assure une interface intuitive, tandis que sa batterie au lithium intégrée garantit une utilisation sans interruption. La sécurité est au cœur de sa conception, avec un réglage manuel du courant pour éviter tout changement brusque, une détection intelligente de la chute de l'électrode, et des **matériaux de qualité médicale** résistants à la poussière et aux liquides. Ce dispositif propose une rééducation du plancher pelvien sans effort, soulageant l'incontinence urinaire d'effort grâce à une stimulation électrique à basse fréquence, utilisant des sondes vaginales ou rectales pour une efficacité accrue. Par ailleurs, il se distingue par sa capacité à **faciliter la récupération post-partum**, offrant une gamme impressionnante de 14 programmes prédéfinis pour répondre aux besoins spécifiques des nouvelles mamans, allant de la stimulation de la lactation à la gestion des douleurs lombaires. Ne nécessite pas d'application pour fonctionner.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Système de stimulation musculaire
- ◆ Deux canaux de stimulation électrique
- ◆ Rééducation du plancher pelvien sans effort
- ◆ Stimulation électrique à basse fréquence
- ◆ Portable et léger (<220g)
- ◆ Récupération post-partum
- ◆ Écran LCD rétroéclairé
- ◆ Réglage manuel du courant pour éviter les changements brusques
- ◆ Batterie au lithium intégrée
- ◆ IP22 résistant à la poussière et aux liquides

### DONNÉES TECHNIQUES

- ◆ Plages de mesure : 1uV ~3000uV
- ◆ Humidité : 15%-95%
- ◆ Certifications : 93/42/eec
- ◆ Dimensions : 12,7x6,6x2,5 cm
- ◆ Pression : 86kPa~106kPa
- ◆ Organisme notifié : CE 0123
- ◆ Poids : < 220g
- ◆ Autonomie : > 2 heures
- ◆ Protection : IP22
- ◆ Température : 0°-40°C
- ◆ Alimentation : Batterie Lithium

### MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

**Dénomination** : Système de stimulation Edan S12

**Destination** : Evaluation des performances musculaires, aide la rééducation et la réadaptation.

**Fabricant** : Edan

**Instructions** : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

**Consignes de prudence** : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

**Classe** : IIa

**Date de mise à jour de cette fiche** : 21/12/2023

**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL  
DEPUIS PLUS DE 30 ANS**

**T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83**

infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France