



## IH 24 Nébuliseur enfant



compressed  
air technology

Nébulisation de médicaments liquides à l'aide de la technologie de l'air comprimé



focused  
on babies  
and kids

Inhalation efficace à partir du 6e mois de vie



super soft  
silicone masks

Comprend des masques en silicone doux pour la peau sensible des enfants.

Thérapie professionnelle des voies respiratoires à 4 embouts

Pour le traitement direct des voies respiratoires supérieures et inférieures

Éprouvé dans le traitement des maladies aiguës et chroniques telles que le rhume, l'asthme et la bronchite

La technologie de l'air comprimé produit les particules les plus fines, qui transportent les principes actifs en profondeur dans les poumons en quelques secondes

Taille des particules (MMAD) : 3,07 µm

Capacité de nébulisation élevée (environ 0,35 ml/min.) - temps d'inhalation court

Nombreux accessoires : embout buccal, masque en silicone pour enfants et bébés, raccord coudé, atomiseur, 10 filtres, tuyau et sac de rangement

Dispositif médical

Pression : environ 0,5 à 1,45 bar

Fonctionnement sur secteur : 230V; 50 Hz; 230 VA

Dimensions (LxHxI): 150 x 210 x 150 mm

Poids: environ 1.5 kg

Garantie : 5 ans

Colisage : 2 unités par carton

EAN N°: 4211125 603090

Référence article: 603.09

