

Gants d'examen SELEFA®, nitrile AQUA

REF: EVE001, EVE002, EVE003

Gants d'examen et gants de protection en nitrile pour usage unique, bleus

Caractéristiques principales

- ▶ Gant fin en nitrile sans poudre, ambidextre et avec bord roulé pour une meilleure résistance au niveau du poignet.
- ▶ Excellente sensibilité tactile, adhérence améliorée sur sol sec et mouillé grâce aux microtextures au bout des doigts.
- ▶ Confortable, facile à enfiler et à retirer.
- ▶ Bonnes propriétés de barrière virale, protège contre divers produits chimiques.
- ▶ Sans latex ni protéines, bonne alternative pour les personnes souffrant d'allergies de type I.
- ▶ Les gants conviennent à tous les contacts alimentaires.



Recommandations d'utilisation






Nettoyage
de base



Procédures de
base et services
hospitaliers



Lavage

REF	DESCRIPTION	CODE DE TAILLE	Longueur totale	Nombre de boîtes distributrices/carton
EVE001	Gants d'examen, Nitrile AQUA, S, bleus		240 mm	100 / 1000
EVE002	Gants d'examen, Nitrile AQUA, M, bleus		240 mm	100 / 1000
EVE003	Gants d'examen, Nitrile AQUA, L, bleus		240 mm	100 / 1000

Unité de vente: Carton de transport

Réglementation

Le produit est conforme aux exigences légales applicables aux dispositifs médicaux et aux équipements de protection individuelle.

CE 2777

CE

MD

LATEX FREE

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 Type B

EN 455

VIRUS

XYZ

Règlement REACH	Les produits couverts par cette fiche technique ne contiennent pas de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), y compris l'une des Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) telles que listées dans la dernière version disponible de la liste des candidats publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
Absence de trous	AQL 1.5
Force à la rupture (N)	≥ 6,0 N (avant et après le test de provocation)
Évaluation biologique:	EN ISO 10993-10 EN ISO 10993-5
Conformité avec les exigences légales:	Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, MDR catégorie I Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, EPI de catégorie II. Déclaration de conformité UE pour les équipements de protection individuelle: https://www.evercare-medical.com/about-us
Conformité avec les normes produits:	EN 455: 1 - 4
Résistance chimique:	Testé conformément à la norme EN 16523-1
Sécurité alimentaire:	Conformément au règlement européen 1935/2004, ce gant convient à la manipulation de tous les produits alimentaires.
Autres tests effectués:	Fuite d'air et fuite d'eau selon la norme EN ISO 374-2 (niveau 2) Innocuité chimique, confort et efficacité selon la norme EN ISO 21420 Résistance à la dégradation par les produits chimiques selon la norme EN ISO 374-4 Pénétration virale selon les normes EN ISO 374-5 et ASTM F1671 Résidu chimique
Normes de qualité:	EN ISO 13485
Informations sur les étiquettes et conformité des emballages:	EN ISO 21420, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Matériaux

Partie du produit	Matière première et caractéristiques
Paume:	Acrylonitrile-butadiène (nitrile), épaisseur de paroi simple min. 0,06 mm
Doigt	Acrylonitrile-butadiène (nitrile), épaisseur de paroi simple min. 0,07 mm

Avertissements et recommandations

Avertissements	Le produit est à usage unique. En cas de réutilisation, les performances du produit peuvent se détériorer et une contamination croisée peut se produire. Ce produit contient des dithiocarbamates – ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à ces substances.
Conseils de stockage	Stockage recommandé dans un espace propre et sec à température ambiante. Les produits doivent être protégés de la lumière directe du soleil, d’autres sources de lumière intense et de l’ozone.
Conseils d’élimination	Éliminer conformément à la réglementation locale.
Durée de conservation	3 ans

Informations sur l’emballage

Conditionnement	Matériaux	Dimensions (L x L x H) mm
Conditionnement unitaire	N/A	N/A
Boîte distributrice	Carton, Qualité TCF	235 x 125 x 58
Carton de transport	Qualité TCF, Carton ondulé	305 x 265 x 250
Ruban d’emballage	Transparent, Sans PVC	N/A

Codes-barres / UDI-DI

REF	Conditionnement unitaire	Distributrice	Carton de transport
EVE001	N/A	06438129355598	06438129555592
EVE002	N/A	06438129355604	06438129555608
EVE003	N/A	06438129355611	06438129555615

Evercare Medical AB est un partenaire qui améliore la vie des patients, facilite le quotidien des professionnels de santé et contribue à réduire les coûts des soins. Nous nous efforçons de réduire notre impact environnemental et, en collaboration avec nos fournisseurs, d’améliorer les conditions de travail tout au long de la chaîne de valeur.