



DIGITUBES®

CORS, ŒILS-DE-PERDRIX


INDICATIONS : Les Digitubes® protègent, soulagent et éliminent les cors.

SPÉCIFICITÉS : Lorsque la peau est soumise à des pressions ou à des frottements excessifs, elle enclenche une réaction de défense qui conduit à la formation de corne. Directement au contact de l'épiderme, le gel d'EPITHELIUM™ répartit les pressions, évite les frottements et soulage immédiatement la douleur. En protégeant la peau des agressions, il désactive le processus de formation de corne et entraîne naturellement la disparition du cor.

ERGONOMIE : Les Digitubes® EPITACT® sont uniques grâce à leur conception brevetée. Extra fins, ils comportent 1 mm de gel d'EPITHELIUM™ uniquement sur leur demi-circonférence. Vous pouvez ainsi les porter sur des orteils voisins sans aucune gêne.

DURÉE DE VIE : Lavable et réutilisable, une longueur de 10 cm de Digitubes® vous permet de protéger votre orteil pendant environ 1 mois.

CONCEPTION BREVETÉE, EXTRA FINS



1mm DE GEL
DE SILICONE
EPITHELIUM 26®



TISSU RÉSISTANT SANS COUTURE,
NI Soudure PERCEPTIBLE

Les Digitubes® stoppent la douleur et éliminent naturellement les cors localisés sur le dessus des orteils mais aussi ceux situés entre 2 doigts de pied en répartissant les pressions excessives exercées sur la peau.

Ils sont conçus sans couture, ni soudure perceptible pour éviter toute irritation de la peau.

CONSEIL : Si votre cor est situé à l'extrémité de l'orteil, nous vous recommandons de porter plutôt un doigtier EPITACT®.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser sur une plaie non protégée. Cas de personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polyneuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères : demander conseil à votre médecin ou à votre podologue, puis surveiller votre pied pendant l'utilisation.

ENTRETIEN : Lavables à la main.

COMPOSITION : 73% silicone, 27% tissu polyamide/élasthanne.

CONTENU	TAILLES	RÉF.	EAN	ACL
Lot de 3x10 cm de DIGITUBE à découper	S	DI261	3660396000069	7668907
	M	DI262	3660396000076	7668882
	L	DI263	3660396000083	7668899
1x10 cm de DIGITUBE à découper	S	0261	3660396002247	4617588
	M	0262	3660396002254	4617571
	L	0263	3660396002261	4617594



ORTEIL	a	b	c
Femme	M	S	S
Homme	L	M	S

epitact®