



Défibrillateur semi-automatique

Def-NSIPLUS

- 1 Ecran LCD donnant des indications sur :
 - Appareil fonctionnel ou non,
 - Électrodes OK ou à remplacer
 - État de la batterie.
- 2 Bouton de délivrance du choc électrique.
- 3 Electrodes adultes pré-connectées.
- 4 Indication sur la qualité de la Réanimation Cardio Respiratoire.
- 5 Transfert des données enregistrées (maxi. 3 heures) par infrarouge ou carte SD.
- 6 Le volume sonore du guide vocal s'ajuste automatiquement en fonction du niveau de bruit ambiant.
- 7 En cas d'urgence, possibilité de passer du mode «adulte» au mode «enfant» sans changement d'électrodes. Barrette de sécurité évitant un changement de mode accidentel.



Caractéristiques

- Défibrillateurs automatisés externes (DAE) fournis avec 1 paire d'électrodes adulte et 1 batterie (électrodes enfant disponibles en option).
- Onde bi-phasée exponentielle, impédance compensée en durée et en intensité.
- Puissance maximale de **200 Joules** pour une charge de 50 Ohms.
- Temps de charge : moins de 10 secondes.
- Conditions de fonctionnement : température entre 0°C et 43°C, humidité entre 5% et 95% (sans condensation).
- Batterie 12 V / 4,2 A, haute capacité (200 chocs, lithium/dioxyde de manganèse).
- Dimensions des dispositifs : 26 x 25,5 x 7 cm.
- Poids des appareils avec batterie : 2,4 kg.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
Def-NSI PLUS <i>sans sacoche</i>	CC8015000	36643 901 698 0 7
Def-NSI PLUS <i>avec sacoche</i>	CC8016000	36643 901 700 5 6



Conforme aux exigences de la réglementation applicable