

PPR 89,99 €
 Fev. 2020


IH 58 Inhalateur bebe


 german
 engineering


Nébulisation de médicaments
 liquides à l'aide de la technologie à
 air comprimé



Inhalation efficace dès le
 1er mois de la vie



Performance de la
 nébulisation: env. 0,25 ml / min



Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures
 Pour le traitement du rhume, de l'asthme, des maladies respiratoires, etc.

Pour une inhalation rapide et efficace

Forte proportion de particules respirables

Haute capacité de nébulisation (environ 0,25
 ml / min.) - temps d'inhalation court

Accessoires complets:

Avec girafe amovible, embout buccal, masque en silicone
 pour enfants et bébés, raccord coudé, atomiseur, 10 filtres,
 tuyau et sac de rangement

Peut être désinfecté

Pression d'utilisation: approx. 0.25-0.5 bar

Dispositif médical

Puissance:

Input: 100-240 V~; 50-60 Hz; 0.5 A

Output: 5 V === 2 A

Dimensions (LxIxH): 110 x 62 x 47 mm

Poids: approx. 176 g

Garantie 5 ans

Sales unit: 3 / Shipping carton: 4 x 3

EAN no.: 4211125 60217 8

Item no.: 602.17

