



BM 51
easyClip

beurer
medical

PPR: 69,99€
Dec. 2019

BM 51 easyClip - Tensiomètre au bras


 german
engineering



Brassard easyClip innovant: pour des
circonférences de bras de 22 à 42 cm



Technologie par inflation: mesure rapide
et pratique, même pendant le pompage



Écran XL éclairé blanc et
parfaitement lisible



Mesure de la pression artérielle et du pouls entièrement
automatiques au niveau du bras

Indicateur de risque: Classification des mesures avec échelle colorée

Détection d'arythmie: Avertissement en cas de troubles du
rythme cardiaque

Deux mémoires utilisateur pour 100 valeurs mesurées chacune

Valeur moyenne de toutes les mesures enregistrées et de la
pression artérielle du matin et du soir pour les 7 derniers jours

Peut être utilisé avec une partie secteur (disponible séparément)

Date et heure

Arrêt automatique

Signal en cas d'erreur d'utilisation

Présélection et dégonflage automatiques

Incl. 4 piles AA de 1,5 V et une pochette de rangement pratique

Dispositif médical

Dimensions (LxH): 138 x 103 x 44 mm

Poids: approx. 571 g (sans piles, avec brassard)


Adaptateur secteur disponible séparément: Art. No. 071.95

Garantie 5 ans

Sales unit: 4 / Shipping carton: 4 x 4

EAN no.: 4211125 65204 3

Item no.: 652.04



BM 51
easyClip
beurer
medical

easyClip – une manchette innovante.

Les personnes âgées en particulier ont souvent du mal à placer correctement le brassard du tensiomètre sur le bras. Notre **manchette innovante easyClip** peut être placée avec une seule main, ce qui facilite la prise de mesures, la rend plus rapide et plus pratique.

clip & start



Fixez le brassard sur le bras avec une seule main ...



... fermeture à velcro pour un ajustement parfait ..



... et vous êtes prêt à mesurer votre tension artérielle sur le bras en toute sécurité.

easyClip cuff

Convient aux circonférences du bras de 22 à 42 cm

