



PPR 59,99 €  
Dec. 2019

## BF 720 Pese-personne impedancemetre Connecte

german  
engineering



Ecran LCD éclairé



Avec app + logiciel à télécharger: analyse  
et évaluations graphiques des valeurs



3 boutons tactiles pour le contrôle (sans  
l'application)



Connexion innovante entre smartphone et balance

Avec la technologie Bluetooth®, surveillez vos mesures et données  
corporelles à la maison et en déplacement

Inclus: les applications «beurer HealthManager» et «beurer  
BodyShape» à télécharger

Transfert automatique des données via Bluetooth® si  
l'application est ouverte

La balance peut être utilisée dans son intégralité sans l'application grâce aux  
boutons (pour la gestion des utilisateurs et l'affectation manuelle des utilisateurs)

Affichage LCD noir avec chiffres illuminés en blanc

Taille des chiffres: 23 mm

Affiche 3 initiales de l'utilisateur

Electrodes en acier inoxydable brossé

Affichage du poids corporel, de la masse adipeuse, de l'eau corporelle, du ratio  
musculaire, de la masse osseuse, des calories AMR/BMR et de l'IMC

Graduation:

- 0,1% graisse corporelle, eau corporelle, ratio musculaire
- 100 g pour le poids corporel, la masse osseuse

5 niveaux d'activité

Capacité de charge: 180 kg

8 mémoires avec reconnaissance automatique des utilisateurs

Arrêt automatique

Quickstart

Sélecteur kg/lb/st

Indication en cas de surcharge

3 piles x 1.5V AAA incluses

Dimensions (LxH): 30 x 30 x 2.5 cm


Poids: approx. 1600 g

Garantie 5 ans

Sales unit: 3 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 74938 5

Item no.: 749.38




works with



 **german  
engineering**



## CONNECTION



Mise en réseau innovante entre smartphone et balance - gardez une trace de vos mesures et de vos données corporelles à la maison et en déplacement. Synchronisé facilement avec votre smartphone via Bluetooth®

works with



System requirements:  
iOS ≥ 10.0  
Android™ ≥ 5.0  
Bluetooth® ≥ 4.0



List of supported smartphones



749.38\_BF720\_2019-08-06\_01\_DS\_EN\_BEU Subject to errors and changes

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.