

# DUO TENS

## ELETTROTHERAPIA 2 CANALI | 20 PROGRAMMI

IL PRODOTTO IDEALE PER TRATTARE I PIU' COMUNI SINTOMI DOLOROSI.

16 TENS E DOLORE | 3 SPORT | 1 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,5"

#### Canali

2 indipendenti (4 elettrodi)

#### Frequenza

1-150Hz

#### Larghezza impulso

50-400µs

#### Intensità

0-100mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni


mm 80x130x25

#### Peso

gr 220

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore DUO TENS
- 2 Cavi per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE  
0476



- TENS
- PROGRAMMABILE
- SYNCRO STIM
- BATTERIA RICARICABILE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# DUO TENS

ELETTROTHERAPIA 2 CANALI | 20 PROGRAMMI

## ELENCO PROGRAMMI

### TENS E DOLORE

Tens antalgica convenzionale

---

Tens endorfinica

---

Tendinite cuffia rotatori

---

Dolore muscolare

---

Osteoartrite ginocchio

---

Dolore post intervento

---

Lesione muscolare

---

Cervicali

---

Dolore al trapezio

---

Sciatalgia

---

Lombalgia

---

Epicondilitis

---

Periartrite scapolo omerale

---

Tunnel carpale

---

Osteoartrite

---

Dolori mestruali

### SPORT

Decontratturante

---

Forza massima

---

Defaticamento

### FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE

Modellamento