



FM 200  
Achillomed®

beurer

## FM 200 Achillomed® Appareil de massage du tendon d'Achille

 german  
engineering

PPR: 199,99 €  
Juillet 2018



Pour soulager les douleurs du tendon d'Achille



Massage apaisant du tendon d'Achille  
pour stimuler la circulation



6 têtes de massage rotatives

2 réglages de vitesse de massage

Avec réglage de la hauteur et de la largeur

2 réglages de direction de massage

Têtes de massage amovibles pour un nettoyage facile

Eclairage LED intégré

Puissance:

Input: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0.45 A

Output: 15 V  $\text{---}$  1.0 A; 15 W

Dimensions(LxH): 32 x 26.5 x 15 cm

Poids: approx. 2.5 kg

Garantie 3 ans

Sales unit: 2 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 64933 3

Item no.: 649.33



649.33\_FM200\_Achillomed\_2018-03-13\_01\_DS\_EN\_BEU Subject to errors and changes

PhysioLine