



\*WHO = World Health Organization (OMS = Organisation Mondiale de la Santé)

germanengineering

## BC 32 Tensiomètre de poignet

Mesure entièrement automatique de la pression sanguine et du pouls au niveau du poignet

Ecran LCD facile à lire

Moyenne de toutes les mesures enregistrées et pressions sanguines des matins et soirs des 7 derniers jours

Temps de mesure rapide

Testé cliniquement conformément au Protocole International ESH

2 x 60 emplacements de mémoire

Avec indicateur OMS\* (classement des valeurs mesurées en fonction des directives de l'OMS\*)

Détection de l'arythmie : avertissement en cas de perturbations du rythme cardiaque

Produit médical

Pour un tour de poignet de 13,5 - 19,5 cm

Date et heure / Arrêt automatique

Message en cas d'erreur d'utilisation

Préselection automatique de la pression et déflation

Passeport de la pression sanguine

Indicateur de changement des piles

Pochette de rangement

2 piles AAA de 1,5V incluses

Taille (L/L/H): 72 x 69 x 29,2 mm

Garantie 3 ans

Colisage : 4

Cartons de transport : 8 x 4

EAN-Nr.: 42 11125 65902 8

Art.-Nr.: 659.02

## BC 32 Blood pressure monitor

Fully automatic blood pressure and pulse measurement on wrist

Clearly arranged LCD display

Average of all saved measured values and morning and evening blood pressure for the last 7 days

Rapid measurement period

Clinically tested according to the ESH International Protocol

2 x 60 memory spaces

With WHO\* indicator (classification of values according to WHO\* guidelines)

Arrhythmia detection: warning in case of possible heart rhythm disturbance

Medical product

Cuff size for wrist circumference 13.5 - 19.5 cm

Date and time /automatic switch-off

Signal in case of application error

Automatic pressure preselection and deflation

Blood pressure passport

Battery changing indicator

Practical storage box

Inkl. 2 x 1.5V AAA batteries

Dimensions (L/W/H): 72 x 69 x 29.2 mm

3 years guarantee

Sales Unit: 4

Shipping carton: 8 x 4

EAN no.: 42 11125 65902 8

Item no.: 659.02