



Toise pour bébé

5005

- ▶ Lecture numérique et analogique
- ▶ Manipulation simple, rapide et précise
- ▶ Fonction de mémoire : La valeur mesurée reste affichée
- ▶ Fonction économie d'énergie avec extinction automatique

Caractéristiques

- ▶ Manipulation simple, rapide et précise
- ▶ Fonction de mémoire : La valeur mesurée reste affichée
- ▶ Affichage LCD avec une hauteur de chiffres de 16 mm
- ▶ Adaptateur inclus pour fixation sur pèse-bébé 7725 (compris dans la livraison)
- ▶ Incrément de chiffres lisible en mm, pi/pouce
- ▶ Fonction économie d'énergie avec extinction automatique
- ▶ Fonctionne avec 2 piles 1.5 V Micro LR03 AAA (comprises dans la livraison)

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Précision mm	Plages de mesure cm
5005.11.001 Toise bébé pour 7752 et 8352	No	1	35 - 81
